

ARTHROSKOPIE **ARTHROSCOPY**





Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485
- EG Richtlinien 93/42/EWG
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485
- Council Directive 93/42/EEC
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **HF-Surgery**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

SEITE / PAGE

Arthroskope / Arthroscopes	6-7
HD Arthroskope / HD arthroscopes	8-9

INSUFFLATION / INSUFFLATION

Inflow-Kanülen / Inflow cannulas	10
Spülkanülen / Irrigation cannulas	11

ARTHROSKOPIESCHÄFTE / ARTHROSCOPY SHEATHS

Arthroskopieschäfte mit fixen Hähnen / Arthroscopy sheaths with fixed stopcocks	12-13
Arthroskopieschäfte mit drehbaren Hähnen / Arthroscopy sheaths with rotatable stopcocks	14-15
Trokare für Arthroskopieschäfte / Trocars for arthroscopy sheaths	16
Mini-Arthroskopieschäfte mit fixen Hähnen / Mini arthroscopy sheaths with fixed stopcocks	21
Mini-Arthroskopieschäfte mit drehbaren Hähnen / Mini arthroscopy sheaths with rotatable stopcocks	22-23
Trokare für Mini-Arthroskopieschäfte / Trocars for mini arthroscopy sheaths	24
DYONICS Arthroskopieschäfte mit Trokaren / DYONICS arthroscopy sheaths with trocars	17-18
STRYKER Arthroskopieschäfte mit Trokaren / STRYKER arthroscopy sheaths with trocars	19-20

HF / HF

Monopolare Elektroden / Monopolar electrodes	25
Anschlusskabel für monopolare Elektroden / Connection cables for monopolar electrodes	26

SCHEREN / SCISSORS

Hakenscheren mit Standardgriff / Hook scissors with standard handle	27, 49
PREMIUM LINE Hakenscheren mit Standardgriff / PREMIUM LINE hook scissors with standard handle	51
PREMIUM LINE Hakenscheren mit Zigarrengriff / PREMIUM LINE hook scissors with cigar handle	74
PREMIUM LINE Hakenscheren für Kleingelenke / PREMIUM LINE hook scissors for small joint	77

STANZEN / PUNCHES

Hakenstanzen mit Standardgriff / Hook punches with standard handle	28-32, 46
Abgewinkelte Stanzen mit Standardgriff / Angled punches with standard handle	33-34
Breitmaulstanzen mit Standardgriff / Wide jaw punches with standard handle	35-43
Retrograde Stanzen mit Standardgriff / Retrograde punches with standard handle	44
Scherenstanzen mit Standardgriff / Scissors punches with standard handle	45-46
Saugstanzen / Suction punches	88
PREMIUM LINE Korbstanzen mit Standardgriff / PREMIUM LINE basket punches with standard handle	52-68, 71
PREMIUM LINE Scherenstanzen mit Standardgriff / PREMIUM LINE scissors punches with standard handle	69-70
PREMIUM LINE Rongeurs mit Standardgriff / PREMIUM LINE rongeurs with standard handle	72
PREMIUM LINE Korbstanzen mit Zigarrengriff / PREMIUM LINE basket punches with cigar handle	75
PREMIUM LINE Korbstanzen für Kleingelenke / PREMIUM LINE basket punches for small joint	78-80

FASS- UND BIOPSIEZANGEN / GRASPING AND BIOPSY FORCEPS

Fasszangen mit Standardgriff / Grasping forceps with standard handle	45-47
Meniskusschere / Meniscus grasping forceps	88
Biopsiezangen mit Standardgriff / Biopsy forceps with standard handle	46-47
PREMIUM LINE Fasszangen mit Standardgriff / PREMIUM LINE grasping forceps with standard handle	74
PREMIUM LINE Biopsiezangen mit Standardgriff / PREMIUM LINE biopsy forceps with standard handle	74
PREMIUM LINE Fass- und Biopsiezangen für Kleingelenke / PREMIUM LINE grasping and biopsy forceps for small joint	81-82

SCHULTERINSTRUMENTE / SHOULDER INSTRUMENTS

Fadenhalter / Suture hooks	83-87
Fadengreifer / Suture grasper	88
Fadenstanzen / Suture punches	89
Fadenschneider / Suture cutter	89

HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS

SEITE / PAGE

Handinstrumente mit gerändeltem Griff / <i>Hand instruments with knurled handle</i>	91
Handinstrumente mit Rundgriff (austauschbar) / <i>Hand instruments with round handle (exchangeable)</i>	92-93
Handinstrumente mit Dreieckgriff / <i>Hand instruments with triangular handle</i>	94
Handinstrumente mit Standardgriff / <i>Hand instruments with standard handle</i>	95

RETRAKTOREN / RETRACTORS

SMILIE Knieretraktoren / <i>SMILIE knee retractors</i>	96
--	----

SCHRAUBEN / SCREWS

Titan Interferenzschrauben / <i>Titanium interference screws</i>	97
--	----

ZUBEHÖR FÜR SCHRAUBEN / ACCESSORIES FOR SCREWS

Schraubendreher / <i>Screwdriver</i>	98
Schutzrinne / <i>Protection roof</i>	98
Sehnenmessblock / <i>Graft sizing block</i>	98
Führungs- und Zieldrähte / <i>Guide wires</i>	99
Kopffräser / <i>Headed reamer</i>	99
Fadendurchzieher / <i>Suture lasso</i>	99

GERÄTE FÜR DIE ARTHROSKOPIE / UNITS FOR ARTHROSCOPY


STEMA Spülpumpe ARTHRO I / <i>STEMA irrigation pump ARTHRO I</i>	103
STEMA Spülpumpe ARTHRO II / <i>STEMA irrigation pump ARTHRO II</i>	104

SHAVER GERÄTE UND ZUBEHÖR / SHAVER UNITS AND ACCESSORIES


STEMA Shaver Steuereinheit / <i>STEMA shaver control unit</i>	100
STEMA Shaver Set / <i>STEMA shaver set</i>	100
Handstücke / <i>Handpieces</i>	101-102
Fußschalter / <i>Footswitch</i>	101

SHAVER BLADES UND ZUBEHÖR / SHAVER BLADES AND ACCESSORIES

Shaver Blades (wiederverwendbar) / <i>Shaver blades (reusable)</i>	106-119
Shaver Blades gebogen (wiederverwendbar) / <i>Shaver blades curved (reusable)</i>	126-129
Shaver Blades (einweg) / <i>Shaver blades (single use)</i>	120-125
Shaver Blades gebogen (einweg) / <i>Shaver blades curved (single use)</i>	130-133
Reinigungsadapter / <i>Cleaning adapter</i>	134
Reinigungsbürsten / <i>Cleaning brushes</i>	134




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-001	1.9mm	0°	69mm
BA-004-002	1.9mm	30°	69mm
BA-005-001	1.9mm	0°	102mm
BA-005-002	1.9mm	30°	102mm
BA-006-001	2.4mm	0°	110mm
BA-006-002	2.4mm	30°	110mm
BA-007-001	2.4mm	0°	123mm
BA-007-002	2.4mm	30°	123mm
BA-001-004	2.7mm	0°	187.5mm
BA-001-005	2.7mm	30°	187.5mm
BA-001-006	2.7mm	70°	187.5mm
BA-001-001	2.7mm	0°	175mm
BA-001-002	2.7mm	30°	175mm
BA-001-003	2.7mm	70°	175mm
BA-003-001	2.7mm	0°	110mm
BA-003-002	2.7mm	30°	110mm
BA-003-003	2.7mm	70°	110mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-008	3.0mm	30°	175mm
BA-002-001	4.0mm	0°	175mm
BA-002-002	4.0mm	30°	175mm
BA-002-004	4.0mm	45°	175mm
BA-002-003	4.0mm	70°	175mm
BA-002-009	4.0mm	0°	142mm
BA-002-010	4.0mm	30°	142mm
BA-002-012	4.0mm	45°	142mm
BA-002-011	4.0mm	70°	142mm
BA-002-005	4.0mm	0°	110mm
BA-002-006	4.0mm	30°	110mm
BA-002-008	4.0mm	45°	110mm
BA-002-007	4.0mm	70°	110mm
BA-008-001	5.0mm	0°	175mm
BA-008-002	5.0mm	30°	175mm
BA-008-004	5.0mm	45°	175mm
BA-008-003	5.0mm	70°	175mm

STEMA **High Definition**



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021	1.9mm	0°	69mm
BA-004-022	1.9mm	30°	69mm
BA-005-021	1.9mm	0°	102mm
BA-005-022	1.9mm	30°	102mm
BA-006-021	2.4mm	0°	110mm
BA-006-022	2.4mm	30°	110mm
BA-007-021	2.4mm	0°	123mm
BA-007-022	2.4mm	30°	123mm
BA-001-024	2.7mm	0°	187.5mm
BA-001-025	2.7mm	30°	187.5mm
BA-001-026	2.7mm	70°	187.5mm
BA-001-021	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	2.7mm	70°	175mm
BA-003-021	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023	2.7mm	70°	110mm

STEMA **High Definition**



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-038	3.0mm	30°	175mm
BA-002-021	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	4.0mm	30°	175mm
BA-002-024	4.0mm	45°	175mm
BA-002-023	4.0mm	70°	175mm
BA-002-029	4.0mm	0°	142mm
BA-002-030	4.0mm	30°	142mm
BA-002-032	4.0mm	45°	142mm
BA-002-031	4.0mm	70°	142mm
BA-002-025	4.0mm	0°	110mm
BA-002-026	4.0mm	30°	110mm
BA-002-028	4.0mm	45°	110mm
BA-002-027	4.0mm	70°	110mm
BA-008-021	5.0mm	0°	175mm
BA-008-022	5.0mm	30°	175mm
BA-008-024	5.0mm	45°	175mm
BA-008-023	5.0mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-001 Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, Arbeitslänge 83mm
Inflow cannula Ø 4.5mm, working length 83mm



BB-009-002



BB-009-003

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-002 Trokar für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, dreikant, Arbeitslänge 107.5mm
Trocator for inflow cannula Ø 4.5mm, pyramidal, working length 107.5mm

BB-009-003 Trokar für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, stumpf, Arbeitslänge 107.5mm
Trocator for inflow cannula Ø 4.5mm, blunt, working length 107.5mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-004 Adapter für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm
Adapter for inflow cannula Ø 4.5mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

Inflow-Set Ø 4.5mm, bestehend aus: **BB-009-001** Inflow-Kanüle
BB-009-002 Trokar dreikant
BB-009-003 Trokar stumpf
BB-009-004 Adapter


BB-009-005 Inflow set Ø 4.5mm, consisting of: **BB-009-001** Inflow cannula
BB-009-002 Trocar pyramidal
BB-009-003 Trocar blunt
BB-009-004 Adapter



BB-009-011 /
BB-009-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-011	Spülkanüle Ø 3.2mm mit Hahn, Arbeitslänge 70mm <i>Irrigation cannula Ø 3.2mm with stopcock, working length 70mm</i>
BB-009-021	Spülkanüle Ø 4.5mm mit Hahn, Arbeitslänge 70mm <i>Irrigation cannula Ø 4.5mm with stopcock, working length 70mm</i>



BB-009-012 /
BB-009-022

BB-009-013 /
BB-009-023

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-012	Trokar für Spülkanüle Ø 3.2mm , halbmondschliff, Arbeitslänge 94.5mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 3.2mm, half moon, working length 94.5mm</i>
BB-009-022	Trokar für Spülkanüle Ø 4.5mm , halbmondschliff, Arbeitslänge 97.5mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 4.5mm, half moon, working length 97.5mm</i>
BB-009-013	Trokar für Spülkanüle Ø 3.2mm , stumpf, Arbeitslänge 92mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 3.2mm, blunt, working length 92mm</i>
BB-009-023	Trokar für Spülkanüle Ø 4.5mm , stumpf, Arbeitslänge 93mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 4.5mm, blunt, working length 93mm</i>

Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-009-014	Spülkanülen-Set Ø 3.2mm , bestehend aus: BB-009-011 Spülkanüle BB-009-012 Trokar halbmondschliff BB-009-013 Trokar stumpf <i>Irrigation set Ø 3.2mm, consisting of: BB-009-011 Irrigation cannula BB-009-012 Trocar half moon BB-009-013 Trocar blunt</i>
BB-009-024	Spülkanülen-Set Ø 4.5mm , bestehend aus: BB-009-021 Spülkanüle BB-009-022 Trokar halbmondschliff BB-009-023 Trokar stumpf <i>Irrigation set Ø 4.5mm, consisting of: BB-009-021 Irrigation cannula BB-009-022 Trocar half moon BB-009-023 Trocar blunt</i>



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-006 Universal Arthroskopieschaft Ø **3.4mm** mit 1 fixen Hahn, Arbeitslänge 187.5mm
Universal arthroscopy sheath Ø **3.4mm** with 1 fixed stopcock, working length 187.5mm


BB-001-007 Universal Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** mit 1 fixen Hahn, Arbeitslänge 175mm
Universal arthroscopy sheath Ø **6.0mm** with 1 fixed stopcock, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-001-016 Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø **3.4mm** mit 1 fixen Hahn, Arbeitslänge 187.5mm
Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø **3.4mm** with 1 fixed stopcock, working length 187.5mm

BB-001-017 Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø **6.0mm** mit 1 fixen Hahn, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø **6.0mm** with 1 fixed stopcock, working length 175mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-002-006	Universal Arthroskopieschaft Ø 3.4mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 187.5mm Universal arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 2 fixed stopcocks, working length 187.5mm
BB-002-007	Universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 fixed stopcocks, working length 175mm
BB-002-008	Universal HIGH-FLOW Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal HIGH-FLOW arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 fixed stopcocks, working length 175mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-002-016	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 187.5mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 2 fixed stopcocks, working length 187.5mm
BB-002-017	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 fixed stopcocks, working length 175mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-003-001	Universal Arthroskopieschaft Ø 2.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 2.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-003-002	Universal Arthroskopieschaft Ø 2.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 187.5mm Universal arthroscopy sheath Ø 2.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 187.5mm
BB-003-003	Universal Arthroskopieschaft Ø 3.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 3.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-001-006	Universal Arthroskopieschaft Ø 3.4mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 187.5mm Universal arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 1 rotatable stopcock, working length 187.5mm
BB-001-004	Universal Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-001-005	Universal Arthroskopieschaft Ø 5.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 5.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-001-007	Universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm




Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-003-011	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 2.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-003-012	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 2.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 187.5mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 187.5mm
BB-003-013	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-001-016	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 187.5mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 1 rotatable stopcock, working length 187.5mm
BB-001-014	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 4.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 4.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-001-015	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 5.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 5.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm
BB-001-017	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 175mm




Bestell-Nr. Ordering no.	
BB-004-001	Universal Arthroskopieschaft Ø 2.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 2.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-002	Universal Arthroskopieschaft Ø 2.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 187.5mm Universal arthroscopy sheath Ø 2.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 187.5mm
BB-004-003	Universal Arthroskopieschaft Ø 3.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 3.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-006	Universal Arthroskopieschaft Ø 3.4mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 187.5mm Universal arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 2 rotatable stopcocks, working length 187.5mm
BB-004-004	Universal Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-005	Universal Arthroskopieschaft Ø 5.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 5.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-007	Universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-008	Universal HIGH-FLOW Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Universal HIGH-FLOW arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm



Bestell-Nr. Ordering no.	
BB-004-011	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 2.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-012	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 2.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 187.5mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 187.5mm
BB-004-013	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-016	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 187.5mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 2 rotatable stopcocks, working length 187.5mm
BB-004-018	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 142mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 142mm
BB-004-014	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-015	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 5.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 5.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm
BB-004-017	Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 175mm




Bestell-Nr. Ordering no.	
BB-005-001	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 175mm
BB-005-002	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 187.5mm Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 187.5mm
BB-005-003	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 175mm
BB-005-006	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 187.5mm Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 187.5mm
BB-005-004	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm , working length 175mm
BB-005-008	Trokar dreikant für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm , working length 175mm
BB-005-005	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 5.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 5.0mm , working length 175mm
BB-005-011	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 175mm Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 175mm
BB-005-012	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 187.5mm Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 187.5mm
BB-005-013	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 175mm
BB-005-016	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm , Arbeitslänge 142mm Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm , working length 142mm
BB-005-014	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm , working length 175mm
BB-005-015	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 5.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 5.0mm , working length 175mm
BB-005-021	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 175mm Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 175mm
BB-005-022	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 187.5mm Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 187.5mm
BB-005-023	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 175mm
BB-005-026	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 187.5mm Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 187.5mm
BB-005-024	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm , working length 175mm
BB-005-028	Trokar stumpf für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm Trocar blunt for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm , working length 175mm
BB-005-025	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 5.0mm , Arbeitslänge 175mm Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 5.0mm , working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-010-001 DYONICS Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 138mm
DYONICS arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 138mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-010-002 Trokar dreikant für DYONICS Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 138mm
Trocac pyramidal for DYONICS arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 138mm

BB-010-003 Trokar konisch für DYONICS Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 138mm
Trocac conical for DYONICS arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 138mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-020	DYONICS HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 105.6mm
BB-010-021	DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 105.6mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-022	DYONICS HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 105.6mm
BB-010-023	DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 105.6mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-024	Trokar dreikant für DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 105.6mm Trocar pyramidal for DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, working length 105.6mm
BB-010-025	Trokar konisch für DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 105.6mm Trocar conical for DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, working length 105.6mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-004 Stryker Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 115.5mm
STRYKER arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 115.5mm



BB-010-005




BB-010-006

Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-010-005 Trokar dreikant für STRYKER Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 115.5mm
Trocac pyramidal for STRYKER arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 115.5mm

BB-010-006 Trokar konisch für STRYKER Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 115.5mm
Trocac conical for STRYKER arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 115.5mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-010	STRYKER HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 106.5mm
BB-010-011	STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 106.5mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-012	STRYKER HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 106.5mm
BB-010-013	STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 106.5mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-014	Trokar dreikant für STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm Trocac pyramidal for STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm
BB-010-015	Trokar konisch für STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm Trocac conical for STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-037 Universal Arthroskopieschaft Ø 3.4mm mit 1 fixen Hahn, Arbeitslänge 110mm
Universal arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 1 fixed stopcock, working length 110mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-038 Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 1 fixen Hahn, Arbeitslänge 110mm
Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 1 fixed stopcock, working length 110mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-007-037 Universal Arthroskopieschaft Ø 3.4mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 110mm
Universal arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 2 fixed stopcocks, working length 110mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-007-038 Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 2 fixen Hähnen, Arbeitslänge 110mm
Arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 2 fixed stopcocks, working length 110mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-005	Universal Mini-Arthroskopieschäft Ø 2.4mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 98mm <i>Universal mini arthroscopy sheath Ø 2.4mm with 1 rotatable stopcock, working length 98mm</i>
BB-006-006	Universal Mini-Arthroskopieschäft Ø 2.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 110mm <i>Universal mini arthroscopy sheath Ø 2.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 110mm</i>
BB-006-007	Universal Mini-Arthroskopieschäft Ø 3.4mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 110mm <i>Universal mini arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 1 rotatable stopcock, working length 110mm</i>




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-015	Mini-Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 2.4mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 98mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.4mm with 1 rotatable stopcock, working length 98mm</i>
BB-006-016	Mini-Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 2.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 110mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 110mm</i>
BB-006-017	Mini-Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 110mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 1 rotatable stopcock, working length 110mm</i>




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-006-021	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 1.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 58mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 1.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 58mm</i>
BB-006-022	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 1.7mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 104mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 1.7mm with 1 rotatable stopcock, working length 104mm</i>
BB-006-023	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 2.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 58mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 2.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 58mm</i>
BB-006-024	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 2.0mm mit 1 drehbaren Hahn, Arbeitslänge 104mm <i>Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 2.0mm with 1 rotatable stopcock, working length 104mm</i>




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-007-005	Universal Mini-Arthroskopieschäft Ø 2.4mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 98mm Universal mini arthroscopy sheath Ø 2.4mm with 2 rotatable stopcocks, working length 98mm
BB-007-006	Universal Mini-Arthroskopieschäft Ø 2.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 110mm Universal mini arthroscopy sheath Ø 2.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 110mm
BB-007-007	Universal Mini-Arthroskopieschäft Ø 3.4mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 110mm Universal mini arthroscopy sheath Ø 3.4mm with 2 rotatable stopcocks, working length 110mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-007-015	Mini-Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 2.4mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 98mm Mini arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.4mm with 2 rotatable stopcocks, working length 98mm
BB-007-016	Mini-Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 2.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 110mm Mini arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 2.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 110mm
BB-007-017	Mini-Arthroskopieschäft (für 30° Optiken) Ø 3.4mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 110mm Mini arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 3.4mm with 2 rotatable stopcocks, working length 110mm



Bestell-Nr.
Ordering no.


BB-007-021	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 1.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 58mm Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 1.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 58mm
BB-007-022	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 1.7mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 104mm Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 1.7mm with 2 rotatable stopcocks, working length 104mm
BB-007-023	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 2.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 58mm Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 2.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 58mm
BB-007-024	Mini-Arthroskopieschäft (für 0° Optiken) Ø 2.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 104mm Mini arthroscopy sheath (for 0° scopes) Ø 2.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 104mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**



BB-008-005	Trokar dreikant für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.4mm , Arbeitslänge 98mm Trocars pyramidal for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.4mm , working length 98mm
BB-008-006	Trokar dreikant für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 110mm Trocars pyramidal for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 110mm
BB-008-007	Trokar dreikant für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 110mm Trocars pyramidal for mini arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 110mm
BB-008-011	Trokar dreikant für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 1.7mm , Arbeitslänge 58mm Trocars pyramidal for mini arthroscopy sheaths, Ø 1.7mm , working length 58mm
BB-008-012	Trokar konisch für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 1.7mm , Arbeitslänge 104mm Trocars conical for mini arthroscopy sheaths, Ø 1.7mm , working length 104mm
BB-008-013	Trokar konisch für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.0mm , Arbeitslänge 58mm Trocars conical for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.0mm , working length 58mm
BB-008-014	Trokar konisch für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.0mm , Arbeitslänge 104mm Trocars conical for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.0mm , working length 104mm
BB-008-021	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 1.7mm , Arbeitslänge 58mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 1.7mm , working length 58mm
BB-008-022	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 1.7mm , Arbeitslänge 104mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 1.7mm , working length 104mm
BB-008-023	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.0mm , Arbeitslänge 58mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.0mm , working length 58mm
BB-008-024	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.0mm , Arbeitslänge 104mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.0mm , working length 104mm
BB-008-025	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.4mm , Arbeitslänge 98mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.4mm , working length 98mm
BB-008-026	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 2.7mm , Arbeitslänge 110mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 2.7mm , working length 110mm
BB-008-027	Trokar stumpf für Mini-Arthroskopieschäfte, Ø 3.0mm , Arbeitslänge 110mm Trocars blunt for mini arthroscopy sheaths, Ø 3.0mm , working length 110mm



Bestell-Nr. Ordering no.		
BD-001-001	Nadelelektrode Ø 4.0mm, 1.5mm Nadelspitze, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm <i>Needle electrode Ø 4.0mm, 1.5mm needle tip, 90° angled, working length 136mm</i>	
BD-001-002	Nadelelektrode Ø 4.0mm, 4.0mm Nadelspitze, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm <i>Needle electrode Ø 4.0mm, 4.0mm needle tip, 90° angled, working length 136mm</i>	
BD-001-003	Messerelektrode Ø 4.0mm, 45° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm <i>Knife electrode Ø 4.0mm, 45° angled, working length 136mm</i>	
BD-001-004	Nadelelektrode Ø 4.0mm, 45° gekröpft, Arbeitslänge 136mm <i>Needle electrode Ø 4.0mm, 45° angled, working length 136mm</i>	
BD-001-005	Tastelektrode Ø 4.0mm, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm <i>Palpation electrode Ø 4.0mm, 90° angled, working length 136mm</i>	


Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite Connection Ø 4mm instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EE-010-001 / EE-010-011
	 EE-010-002 / EE-010-012
	 EE-010-003 / EE-010-013
	 EE-010-004 / EE-010-014
Alle Kabel passen zu den monopolaren Elektroden auf Seite 25 All cables fit with the monopolar electrodes on page 25	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-011	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-013	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe T-Series / Martin / Berchtold






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-255-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-251-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-263-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-259-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-250-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-261-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-265-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-253-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-257-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-251-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-263-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-259-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-250-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-261-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-265-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-253-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-257-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-295-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-291-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-303-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-299-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-290-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-301-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-305-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-293-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-297-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-295-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-291-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-303-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-299-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-290-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-301-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-305-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-293-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-297-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-355-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-351-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-363-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-359-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-350-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-361-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-365-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-353-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-357-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-355-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-351-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-363-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-359-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-350-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-361-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-365-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-353-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-357-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-375-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-371-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-383-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-379-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-370-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-381-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-385-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-373-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-377-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-375-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-371-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-383-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-379-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-370-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-381-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-385-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-373-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-377-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-395-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-391-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-403-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-399-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-390-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-401-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-405-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-393-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-397-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-395-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-391-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-403-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-399-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-390-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-401-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-405-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-393-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-397-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-205-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-201-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-213-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-209-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-200-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-211-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-215-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-203-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-207-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm




3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-205-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-201-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-213-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-209-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-200-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-211-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-215-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-203-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-207-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




BC-410-270-SH
bis / to
BC-420-350-SH

BC-430-270-SH
bis / to
BC-440-350-SH




2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-410-270-SH	45°	rechts mit Schaufel right with scoop	2.7mm	130mm
BC-420-270-SH	45°	rechts stumpf right blunt	2.7mm	130mm
BC-430-270-SH	45°	links mit Schaufel left with scoop	2.7mm	130mm
BC-440-270-SH	45°	links stumpf left blunt	2.7mm	130mm



3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-410-350-SH	45°	rechts mit Schaufel right with scoop	3.5mm	130mm
BC-420-350-SH	45°	rechts stumpf right blunt	3.5mm	130mm
BC-430-350-SH	45°	links mit Schaufel left with scoop	3.5mm	130mm
BC-440-350-SH	45°	links stumpf left blunt	3.5mm	130mm



BC-470-270-SH
bis / to
BC-480-350-SH




BC-450-270-SH
bis / to
BC-460-350-SH






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-450-270-SH	90°	rechts mit Schaufel right with scoop	2.7mm	130mm
BC-460-270-SH	90°	rechts stumpf right blunt	2.7mm	130mm
BC-470-270-SH	90°	links mit Schaufel left with scoop	2.7mm	130mm
BC-480-270-SH	90°	links stumpf left blunt	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-450-350-SH	90°	rechts mit Schaufel right with scoop	3.5mm	130mm
BC-460-350-SH	90°	rechts stumpf right blunt	3.5mm	130mm
BC-470-350-SH	90°	links mit Schaufel left with scoop	3.5mm	130mm
BC-480-350-SH	90°	links stumpf left blunt	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-635-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-631-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-643-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-639-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-630-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-641-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-645-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-633-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-637-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-635-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-631-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-643-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-639-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-630-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-641-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-645-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-633-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-637-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-685-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-681-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-693-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-689-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-680-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-691-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-695-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-683-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-687-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm






3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-685-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-681-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-693-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-689-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-680-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-691-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-695-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-683-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-687-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-565-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-561-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-573-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-569-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-560-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-571-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-575-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-563-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-567-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-605-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-601-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-613-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-609-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-600-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-611-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-615-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-603-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-607-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





BC-750-350-SH
bis / to
BC-758-350-SH




BC-740-350-SH
bis / to
BC-748-350-SH






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-755-350-SH	45°	rechts / right	links / left	3.5mm	130mm
BC-751-350-SH	30°	rechts / right	links / left	3.5mm	130mm
BC-756-350-SH	15°	aufwärts / upwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-752-350-SH	7°	aufwärts / upwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-750-350-SH	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm
BC-754-350-SH	7°	abwärts / downwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-758-350-SH	15°	abwärts / downwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-753-350-SH	30°	links / left	links / left	3.5mm	130mm
BC-757-350-SH	45°	links / left	links / left	3.5mm	130mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-745-350-SH	45°	rechts / right	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-741-350-SH	30°	rechts / right	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-746-350-SH	15°	aufwärts / upwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-742-350-SH	7°	aufwärts / upwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-740-350-SH	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-744-350-SH	7°	abwärts / downwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-748-350-SH	15°	abwärts / downwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-743-350-SH	30°	links / left	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-747-350-SH	45°	links / left	rechts / right	3.5mm	130mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-495-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-491-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-503-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-499-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-490-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-501-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-505-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-493-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-497-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-535-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-531-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-543-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-539-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-530-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-541-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-545-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-533-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-537-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-515-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-511-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-523-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-519-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-510-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-521-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-525-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-513-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-517-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-585-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-581-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-593-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-589-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-580-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-591-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-595-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-583-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-587-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



3.5mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-780-350-SH	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm






3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-790-350-SH	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-705-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-701-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-713-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-709-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-700-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-711-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-715-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-703-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-707-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-725-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-721-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-733-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-729-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-720-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-731-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-725-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-723-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-727-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




2.7mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-810-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-820-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-830-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-860-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-870-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-880-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-890-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm

4.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-450-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	4.5mm	130mm
	BC-810-450-SH	0°	mit Sperre with ratchet	4.5mm	130mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-810-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-820-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-830-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-860-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-870-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-880-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-890-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-910-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-915-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm



2.0mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-250-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-290-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-800-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-810-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-860-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm

Hinweis: Alle Instrumente (Seite 27 bis 44) können mit diesem Spezial-Griff kombiniert werden. Dies ermöglicht ein Drehen des Instrumentes um 360°. Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instruments (page 27 to 44) can be combined with this special handle. It allows a 360° rotation of the instrument. Please kindly contact us.






3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-251-350-P	0°	gerade / straight	20° links / 20° left	3.5mm	130mm
	BC-250-350-P	0°	gerade / straight	20° rechts / 20° right	3.5mm	130mm
3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-253-350-P	0°	gerade / straight	60° links / 60° left	3.5mm	130mm
	BC-252-350-P	0°	gerade / straight	60° rechts / 60° right	3.5mm	130mm
3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-255-350-P	0°	gerade / straight	20° links / 20° left	3.5mm	130mm
	BC-254-350-P	0°	gerade / straight	20° rechts / 20° right	3.5mm	130mm
3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-260-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-263-350-P	12°	rechts / right	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-261-350-P	12°	links / left	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-530-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-560-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-561-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-563-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-573-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-490-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-680-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-600-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-601-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-603-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-605-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-540-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




BC-612-350-P




BC-614-350-P




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-612-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-614-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-370-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-375-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-373-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-371-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-360-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-361-350-P	15°	aufwärts / <i>upwards</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-440-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	45°	links / <i>left</i>	3.5mm	130mm
BC-420-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	45°	rechts / <i>right</i>	3.5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-362-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-363-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-364-350-P	0°	links / left	3.5mm	130mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-400-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-404-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-402-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-403-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-401-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-407-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-406-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-405-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




 3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-380-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-381-350-P	12°	rechts / right	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-382-350-P	12°	links / left	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-385-350-P	15°	aufwärts / upwards	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-390-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-391-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-392-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-393-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-389-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-383-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-395-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-396-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-397-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-398-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-384-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-350-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-357-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-351-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-353-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-355-350-P	0°	gerade / straight	15°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-358-350-P	12°	rechts / right	15°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-359-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-290-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-291-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-292-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-293-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-303-350-P	12°	rechts / right	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-304-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-295-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-294-350-P	0°	gerade / straight	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-280-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-300-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-330-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-301-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-302-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm





3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-340-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-341-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-780-350-P	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm
BC-790-350-P	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-700-350-P	0°	gerade / <i>straight</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-703-350-P	12°	rechts / <i>right</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm
BC-701-350-P	12°	links / <i>left</i>	0°	gerade / <i>straight</i>	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-720-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-721-350-P	12°	rechts / right	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-723-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-741-350-P	0°	gerade / straight	links klein / left small	3.5mm	130mm
BC-751-350-P	0°	gerade / straight	rechts klein / right small	3.5mm	130mm
BC-750-350-P	0°	gerade / straight	links mittel / left medium	3.5mm	130mm
BC-760-350-P	0°	gerade / straight	rechts mittel / right medium	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-872-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-871-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm

Hinweis: Alle Instrumente (Seite 50 bis 68) können mit diesem Spezial-Griff kombiniert werden.
Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instruments (page 50 to 68) can be combined with this special handle.
Please kindly contact us.





3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-251-350-PC	0°	20°	links / left	3.5mm	130mm
BC-250-350-PC	0°	20°	rechts / right	3.5mm	130mm

3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-PC	0°	20°	links gezahnt left serrated	3.5mm	130mm
BC-254-350-PC	0°	20°	rechts gezahnt right serrated	3.5mm	130mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-253-350-PC	0°	60°	links / left	3.5mm	130mm
BC-252-350-PC	0°	60°	rechts / right	3.5mm	130mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-741-350-PC	0°	gerade / straight	links klein / left small	3.5mm	130mm
BC-751-350-PC	0°	gerade / straight	rechts klein / right small	3.5mm	130mm
BC-750-350-PC	0°	gerade / straight	links mittel / left medium	3.5mm	130mm
BC-760-350-PC	0°	gerade / straight	rechts mittel / right medium	3.5mm	130mm



2.7mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-870-270-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-840-270-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-850-270-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-820-270-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
	BC-830-270-P	15°	aufwärts / upwards	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm


3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-860-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-870-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-800-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-810-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-875-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-877-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnittrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-260-350-SJ	0°	gerade / straight	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-400-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
BC-402-350-SJ	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
BC-403-350-SJ	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-490-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-600-350-SJ	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	95mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-370-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-871-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-800-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
	BC-860-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.


Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-900-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-900-350-PX	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-901-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
BC-902-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-901-350-PX	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
BC-902-350-PX	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.


Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-903-350-P	0°	gerade / straight	20°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
BC-904-350-P	0°	gerade / straight	40°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-903-350-PX	0°	gerade / straight	20°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
BC-904-350-PX	0°	gerade / straight	40°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-905-350-P	0°	gerade / straight	20°	links / left	3.5mm	155mm
BC-906-350-P	0°	gerade / straight	20°	rechts / right	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-905-350-PX	0°	gerade / straight	20°	links / left	3.5mm	155mm
BC-906-350-PX	0°	gerade / straight	20°	rechts / right	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.


Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-907-350-P	0°	gerade / straight	90°	links gedreht / left turned	3.5mm	155mm
	BC-908-350-P	0°	gerade / straight	90°	rechts gedreht / right turned	3.5mm	155mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-907-350-PX	0°	gerade / straight	90°	links gedreht / left turned	3.5mm	155mm
	BC-908-350-PX	0°	gerade / straight	90°	rechts gedreht / right turned	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-909-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-910-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-911-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
	BC-912-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
	BC-913-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-914-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-915-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BC-001-005 Saugstanze Ø 4.5mm mit zwei auswechselbaren Schneiderohren
Suction punch Ø 4.5mm with two interchangeable cutting blades




Bestell-Nr.
Ordering no.

BC-001-001 Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, **gerade**
Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, **straight**

BC-001-002 Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, **links gebogen**
Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, **curved left**

BC-001-003 Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, **rechts gebogen**
Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, **curved right**



Bestell-Nr.
Ordering no.

BC-001-004 Meniskusfasszange Ø 4mm, 1x2 Zähne, gerade, Arbeitslänge 130mm
Meniscus grasping forceps Ø 4mm, 1x2 teeth, straight, working length 130mm



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-001-001	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-001-002	Meniskotom Meniscotome
	BJ-001-003	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-001-004	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-001-005	Skalpelmesser Scalpel knife
	BJ-001-006	Bananenmesser Banana knife
	BJ-001-007	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-001-008	Rosettenmesser gerade Toothed knife straight
	BJ-001-012	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-001-009	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-001-010	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-001-011	Hakensonde 4mm Hook probe 4mm
	BJ-001-013	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-001-014	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



Instrument komplett
Instrument complete



Handgriff allein
Handle only

Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-002-001

Griff (allein) für Einsätze BJ-002-002 bis BJ-002-027
Handle (only) for inserts BJ-002-002 to BJ-002-027



Einsätze allein
Inserts only

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-002-002	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-002-003	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm
	BJ-002-004	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm
	BJ-002-005	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-002-006	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-002-007	Skalpellmesser Scalpel knife
	BJ-002-008	Bananenmesser Banana knife
	BJ-002-009	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated
	BJ-002-010	Rosettenmesser gerade, 3mm Toothed knife straight, 3mm
	BJ-002-028	Rosettenmesser gerade, 5mm Toothed knife straight, 5mm
	BJ-002-011	Rosettenmesser 30° links Toothed knife 30° left
	BJ-002-012	Rosettenmesser 30° rechts Toothed knife 30° right

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-002-013	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-002-014	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-002-015	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-002-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-002-023	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-002-017	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-002-018	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-002-019	Hakensonde graduert, 2,5mm Hook probe graduated, 2,5mm
	BJ-002-020	Hakensonde graduert, 3,5mm Hook probe graduated, 3,5mm
	BJ-002-024	Hakensonde graduert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-002-025	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-002-026	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-002-027	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



Instrument komplett
Instrument complete



Handgriff allein
Handle only

Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-003-001 Griff (allein) für Einsätze BJ-003-002 bis BJ-003-026
Handle (only) for inserts BJ-003-002 to BJ-003-026



Einsätze allein
Inserts only

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-003-002	SMILIE Meniskotom, 3mm <i>SMILIE meniscotome, 3mm</i>
	BJ-003-003	SMILIE Meniskotom, 5mm <i>SMILIE meniscotome, 5mm</i>
	BJ-003-004	SMILIE Meniskotom, 7mm <i>SMILIE meniscotome, 7mm</i>
	BJ-003-005	Hakenmesser 90° <i>Hook knife 90°</i>
	BJ-003-006	Messer 45° abgewinkelt <i>Knife 45° angled</i>
	BJ-003-007	Skalpellmesser <i>Scalpel knife</i>
	BJ-003-008	Bananenmesser <i>Banana knife</i>
	BJ-003-009	Bananenmesser gezahnt <i>Banana knife serrated</i>
	BJ-003-010	Rosettenmesser gerade, 3mm <i>Toothed knife straight, 3mm</i>
	BJ-003-028	Rosettenmesser gerade, 5mm <i>Toothed knife straight, 5mm</i>
	BJ-003-011	Rosettenmesser 30° links <i>Toothed knife 30° left</i>
	BJ-003-012	Rosettenmesser 30° rechts <i>Toothed knife 30° right</i>

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-003-013	Sichelmesser <i>Sickle knife</i>
	BJ-002-014	Baionettmesser <i>Bajonet knife</i>
	BJ-003-015	Löffel 15° gebogen, 3mm <i>Spoon 15° curved, 3mm</i>
	BJ-003-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm <i>Ring curette 30° curved, 3mm</i>
	BJ-003-022	Ringkürette 15° gebogen, 5mm <i>Ring curette 15° curved, 5mm</i>
	BJ-003-017	Ringkürette 30° gebogen, 7mm <i>Ring curette 30° curved, 7mm</i>
	BJ-003-018	Hakensonde spitz <i>Hook probe pointed</i>
	BJ-003-019	Hakensonde graduiert, 2.5mm <i>Hook probe graduated, 2.5mm</i>
	BJ-003-020	Hakensonde graduiert, 3.5mm <i>Hook probe graduated, 3.5mm</i>
	BJ-003-021	Hakensonde graduiert, 5mm <i>Hook probe graduated, 5mm</i>
	BJ-003-023	Knorpelfeile fein <i>File for cartilages fine</i>
	BJ-003-024	Knorpelfeile grob <i>File for cartilages strong</i>
	BJ-003-025	Raspel gerade, 4x6mm <i>Rasp straight, 4x6mm</i>
	BJ-003-026	Raspel gebogen, 4x6mm <i>Rasp curved, 4x6mm</i>




	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-002	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-004-003	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm
	BJ-004-004	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm
	BJ-004-005	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-004-006	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-004-007	Skalpellmesser Scalpel knife
	BJ-004-008	Bananenmesser Banana knife
	BJ-004-009	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated
	BJ-004-010	Rosettenmesser gerade, 3mm Toothed knife straight, 3mm
	BJ-004-011	Rosettenmesser 30° links Toothed knife 30° left
	BJ-004-012	Rosettenmesser 30° rechts Toothed knife 30° right

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-013	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-004-014	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-004-015	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-004-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-004-017	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-004-018	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-004-019	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-004-020	Hakensonde graduert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-004-021	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-004-024	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-004-025	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-042	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-004-043	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm
	BJ-004-044	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm
	BJ-004-045	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-004-046	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-004-048	Bananenmesser Banana knife
	BJ-004-049	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated
	BJ-004-050	Rosettenmesser gerade Toothed knife straight
	BJ-004-053	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-004-054	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-004-064	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-004-065	Knorpelfeile grob File for cartilages strong

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-055	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-004-056	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-004-057	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-004-058	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-004-059	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-004-040	Hakensonde graduert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-004-041	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-004-062	Hakensonde graduert, 3mm, 30° links gebogen Hook probe graduated, 3mm, 30° curved left
	BJ-004-063	Hakensonde graduert, 3mm, 30° rechts gebogen Hook probe graduated, 3mm, 30° curved right


**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BJ-005-001	Knieretraktor SMILIE, 19x32mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x32mm , 14cm
BJ-005-002	Knieretraktor SMILIE, 19x45mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x45mm , 14cm
BJ-005-003	Knieretraktor SMILIE, 19x60mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x60mm , 14cm
BJ-005-004	Knieretraktor SMILIE, 13x15mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x15mm, 14cm
BJ-005-005	Knieretraktor SMILIE, 13x25mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x25mm, 14cm
BJ-005-006	Knieretraktor SMILIE, 13x55mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x55mm, 14cm



BN-003-000



BN-003-001 /
BN-003-011 /
BN-003-021



BN-003-002 /
BN-003-012 /
BN-003-022



BN-003-003 /
BN-003-013 /
BN-003-023

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-003-000	Ø 6mm Titan Interferenzschraube, Länge 23mm , einzeln verpackt Ø 6mm titanium interference screw, length 23mm , single packed
BN-003-001	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-011	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-021	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 30mm , single packed
BN-003-002	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-012	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-022	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 30mm , single packed
BN-003-003	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-013	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-023	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 30mm , single packed



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-001	Schraubendreher, kanüliert, für Interferenzschrauben Ø 6mm Screw drivers, cannulated, for interference screws Ø 6mm
BN-004-002	Schraubendreher, kanüliert, für Interferenzschrauben Ø 7mm, 8mm und 9mm Screw drivers, cannulated, for interference screws Ø 7mm, 8mm and 9mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-003	Schutzzinne für Interferenzschrauben Protection roof for interference screws
-------------------	---



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-010	Sehnenmessblock, 6-9mm Graft sizing block, 6-9mm
-------------------	---



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-042	Nitinol-Führungsdraht, Ø 1mm, Länge 30cm <i>Nitinol guide wire, Ø 1mm, length 30cm</i>
BN-004-011	Nitinol-Führungsdraht, Ø 2mm, Länge 37cm <i>Nitinol guide wire, Ø 2mm, length 37cm</i>
BN-004-013	Führungsdraht, Ø 1mm, rund/rund, Hackethal-Bündelnägel, Länge 90cm <i>Nitinol guide wire, Ø 1mm, round/round, Hackethal-Bündelnägel, length 90cm</i>
BN-004-012	Führungsdraht, Ø 2.4mm, Länge 38cm <i>Guide wire, Ø 2.4mm, length 38cm</i>



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-018	Kopffräser kanüliert 4.5mm, Ø Kopf 6mm <i>Headed reamer cannulated 4.5mm, Ø head 6mm</i>
BN-004-014	Kopffräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 7mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 7mm</i>
BN-004-015	Kopffräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 8mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 8mm</i>
BN-004-016	Kopffräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 9mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 9mm</i>
BN-004-017	Kopffräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 10mm <i>Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 10mm</i>



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-020	Zieldraht, Ø 1.7mm, Länge 30cm <i>Guide wire, Ø 1.7mm, length 30cm</i>
BN-004-021	Zieldraht, Ø 2.4mm, Länge 30cm <i>Guide wire, Ø 2.4mm, length 30cm</i>




BN-004-030



BN-004-031

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-030	Griff für Fadendurchzieher <i>Handle for suture lasso</i>
BN-004-031	Fadendurchzieher <i>Suture lasso</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-002

STEMA SHAVER Steuereinheit - Technische Daten
STEMA SHAVER control unit - Technical data

Anschlüsse / Connections Handstück und Fußschalter / Handpiece and footswitch
Drehzahlbereich / Speed range 800 bis 8.000 U/min ($\pm 10\%$) / 800 to 8.000 rpm ($\pm 10\%$)
Leistungsaufnahme / Power consumption 65 VA / 65 VA
Spannungsfrequenz / Frequency voltage 50/60 Hz / 50/60 Hz
Abmessungen / Dimensions 330 x 96 x 306mm (B x H x T) / 330 x 96 x 306mm (w x h x d)
Gewicht / Weight 5.1 kg / 5.1 kg
Außentemperatur / Ambient temperature Während Operationen: +10°C bis +40°C / Während Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C
During operations: +10°C to +40°C / During storage and transport: -20°C to +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity Während Operationen: Max. 70% / Während Lagerung und Transport: Max. 70%
During operations: max. 70% / During storage and transport: max. 70%
Schutzklasse / Protection class 1 - Typ B / 1 - Type B
Zertifikate / Certificates EN60601-1, EN60601-1-2 / EN60601-1, EN60601-1-2

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Steuereinheit, Gebrauchsanweisung, Kabel: Anschluss (1)
Control unit, operating manual, cable: mains (1)

Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-001

STEMA SHAVER SET bestehend aus: **BS-001-002** Steuereinheit
BS-001-003 Handstück
BS-001-004 Fußschalter

STEMA SHAVER SET consisting of: **BS-001-002** Control unit
BS-001-003 Handpiece
BS-001-004 Footswitch



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-003

STEMA SHAVER Handstück - Technische Daten
STEMA SHAVER handpiece - Technical data

Spannfutter / Chuck	Manuelles Einspannen / Manual locking
Drehzahlbereich / Speed range	800 bis 8.000 U/min ($\pm 10\%$) / 800 to 8.000 rpm ($\pm 10\%$)
Oszillationszyklus / Oscillation cycle	Leicht: 0.5 Sek., Mittel: 0.3 Sek., Aggressiv: 0.2 Sek. / Light: 0.5 sec., Medium: 0.3 sec., Aggressive: 0.2 sec.
Länge / Length	185mm / 185mm
Gewicht / Weight	400 g / 400 g
Kabel / Cable	3m Länge / 3m length
Außentemperatur / Ambient temperature	Während Operationen: +10°C bis +40°C / Während Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C During operations: +10°C to +40°C / During storage and transport: -20°C to +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	Während Operationen: 100% / Während Lagerung und Transport: Max. 90% During operations: 100% / During storage and transport: max. 90%
Sterilisation / Sterilization	Dampfsterilisation 134°C / Steam sterilization 134°C

Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-020

Siehe BS-001-003 jedoch mit automatischer Shaver Blade Aufnahme
See BS-001-003 but with automatic shave blade chuck



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-004

STEMA SHAVER Fußschalter - Technische Daten
STEMA SHAVER footswitch - Technical data

Funktionen / Functions	Rechtslauf, Linkslauf, Oszillation, Drehzahländerung / Clockwise, counter-clockwise, oscillation, speed level
Abmessungen / Dimensions	280 x 28 x 215mm (B x H x T) / 280 x 28 x 215mm (w x h x d)
Gewicht / Weight	2.45 kg / 2.45 kg
Kabel / Cable	3m Länge / 3m length
Außentemperatur / Ambient temperature	Während Operationen: +10°C bis +40°C / Während Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C During operations: +10°C to +40°C / During storage and transport: -20°C to +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	Während Operationen: 100% / Während Lagerung und Transport: Max. 90% During operations: 100% / During storage and transport: max. 90%
Sicherheitsstandard / Safety standard	IP X8 / IP X8

Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-021

Siehe BS-001-004 jedoch mit kabelloser Verbindung
See BS-001-004 but with wireless connection



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-005

STEMA SHAVER Bohrer-Handstück - Technische Daten
STEMA SHAVER Drilling handpiece - Technical data

Drehzahlbereich / Speed range Stufe 1: 150 U/min, Stufe 2: 300 U/min, Stufe 3: 600 U/min, Stufe 4: 900 U/min, Stufe 5: 1.100 U/min
Range 1: 150 rpm, range 2: 300 rpm, range 3: 600 rpm, range 4: 900 rpm, range 5: 1.100 rpm
Länge / Length 165mm / 165mm
Gewicht / Weight 840 g / 840 g
Kabel / Cable 3m Länge / 3m length



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-006

STEMA SHAVER Sägen-Handstück - Technische Daten
STEMA SHAVER Sawing handpiece - Technical data

Drehzahlbereich / Speed range Stufe 1: 1.000 U/min / Range 1: 1.000 rpm
Länge / Length 165mm / 165mm
Gewicht / Weight 475 g / 475 g
Kabel / Cable 3m Länge / 3m length

- Einfaches Einstellen
- Hohe Sicherheit verhindert Überdruck
- Kosteneinsparung durch Effizienz
- Zugang vom sterilen Bereich

- Easy set up
- High safety avoids overpressure
- Cost-saving through efficiency
- Access from sterile field



CJ-011-001



CJ-011-002

Bestell-Nr.
Ordering no.

CG-002-011

STEMA ARTHRO I Spül-Pumpe - Technische Daten
STEMA ARTHRO I irrigation pump - Technical data

Spüleistung / Irrigation.....	0.1 - 1.5 L/Min. / 0.1 - 1.5 l/min.
Druckbereich / Pressure range	0 - 200 mmHg (EU), 0 - 150 mmHg (US) / 0 - 200 mmHg (EU), 0 - 150 mmHg (US)
Hochdruck-Schutz / High pressure safety.....	300 mmHg (EU), 250 mmHg (US) / 300 mmHg (EU), 250 mmHg (US)
Stromversorgung / Power supply.....	100 - 240 VAC, 50/60 Hz / 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Abmessungen / Dimensions	265 x 137 x 390mm (B x H x T) / 265 x 137 x 390mm (w x h x d)
Gewicht / Weight.....	7.1 kg / 7.1 kg
Klassifizierung / Classification	1/BF / 1/BF
Zertifikate / Certificates	CE, IEC 60601-1, EN 60601-1, 93/42 ECC / CE, IEC 60601-1, EN 60601-1, 93/42 ECC

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Pumpe, Gebrauchsanweisung, Kabel: **ACHTUNG** - Keine Anschlusskabel! Diese müssen separat bestellt werden.
Pump, operating manual, cable: **ATTENTION** - No mains cable! They need to be ordered separately.

Bestell-Nr.
Ordering no.

CJ-010-001	Silikon Schlauchset für CG-002-011, autoklavierbar, wiederverwendbar Silicone tubing set for CG-002-011, autoclavable, reusable
CJ-010-002	PVC Schlauchset für CG-002-011 zum Einmalgebrauch, VE=10 Stück PVC tubing set for CG-002-011, single use, pack=10 pieces
CJ-010-003	PVC Schlauchset für CG-002-011 mit Sicherheitsverschluß zum Einmalgebrauch, VE=10 Stück PVC tubing set for CG-002-011 with safe lock, single use, 10 pieces
CJ-010-020	Netzkabel 2m, EU Power supply cord 2m, EU
CJ-010-021	Netzkabel 2m, UK Power supply cord 2m, UK
CJ-010-022	Netzkabel 2m, US Power supply cord 2m, US
CJ-011-001	Fußpedal für Arthroskopiepumpe CG-002-011 Foot pedal used for arthroscopy pump CG-002-011
CJ-011-002	Fernbedienung für Arthroskopiepumpe CG-002-011 Cable remote control used for arthroscopy pump CG-002-011



Dieses Produkt ist auf Anfrage erhältlich und nur so lange Vorrat reicht!
 This product is available on request and only while stocks last!



- Kompakte Größe
- Optimierte Performance
- Einfaches Einstellen

- Minimized dimensions
- Optimized performance
- Easy setup

Bestell-Nr.
Ordering no.

CG-002-012

STEMA ARTHRO II Spül-Pumpe- Technische Daten
STEMA ARTHRO II irrigation pump - Technical data

Spüleleistung / Irrigation..... Max. 1.5 L/Min. / Max. 1.5 l/min.
 Druckbereich / Pressure range 5 - 150 mmHg / 5 - 150 mmHg
 Stromversorgung / Power supply..... 100 - 240 VAC, 50/60 Hz / 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
 Abmessungen / Dimensions..... 240 x 103 x 221mm (B x H x T) / 240 x 103 x 221mm (w x h x d)
 Gewicht / Weight..... 2.8 kg / 2.8 kg
 Klassifizierung / Classification 1/BF / 1/BF
 Zertifikate / Certificates CE, IEC 60601-1, EN 60601-1, 93/42 ECC / CE, IEC 60601-1, EN 60601-1, 93/42 ECC

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Pumpe, Gebrauchsanweisung, Kabel: **ACHTUNG** - Keine Anschlusskabel! Diese müssen separat bestellt werden.
 Pump, operating manual, cable: **ATTENTION** - No mains cable! They need to be ordered separately.

Bestell-Nr.
Ordering no.


CJ-010-004	PVC Schlauchset zum Einmalgebrauch für CG-002-012, VE=10 Stück PVC Tubing set used for CG-002-012, single use, pack=10 pieces
CJ-010-005	Silikon Schlauchset für CG-002-012, autoklavierbar, wiederverwendbar Silicone tubing set used for CG-002-012, autoclavable, reusable
CJ-010-020	Netzkabel 2m, EU Power supply cord 2m, EU
CJ-010-021	Netzkabel 2m, UK Power supply cord 2m, UK
CJ-010-022	Netzkabel 2m, US Power supply cord 2m, US



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Gerätekatolog an!
For further information please kindly ask for our unit catalogue!





GERÄTE UNITS





- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box


- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box


		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	BN-001-005	BN-001-003	BN-001-013	BN-001-023
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	BN-001-000	BN-001-001	BN-001-011	BN-001-021
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Double aggressive Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Blau <i>White / Blue</i>	--	--	BN-001-018	BN-001-028
	Cutter <i>Cutter</i>	Rot / Weiss <i>Red / White</i>	--	--	BN-001-020	--
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-001-002	BN-001-012	BN-001-022
	End-Cutter <i>End-Cutter</i>	Weiss / Rot <i>White / Red</i>	--	--	BN-001-019	BN-001-029
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-001-004	BN-001-014	BN-001-024
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-001-025
	Trapezfräser <i>Tapered-Burr</i>	Grün / Grün <i>Green / Green</i>	--	--	--	BN-001-026
	Ovalfräser <i>Oval-Burr</i>	Orange / Orange <i>Orange / Orange</i>	--	--	--	BN-001-027

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-003	BN-002-013	BN-002-023
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-001	BN-002-011	BN-002-021
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-002	BN-002-012	BN-002-022
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-004	BN-002-014	BN-002-024
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-025



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-505	BN-001-503	BN-001-513	BN-001-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-500	BN-001-501	BN-001-511	BN-001-521
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-518	BN-001-528
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-520	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-502	BN-001-512	BN-001-522
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-519	BN-001-529
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-504	BN-001-514	BN-001-524
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-525
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-526
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-527

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-503	BN-002-513	BN-002-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-501	BN-002-511	BN-002-521
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-502	BN-002-512	BN-002-522
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-504	BN-002-514	BN-002-524
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-525



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-105	BN-001-103	BN-001-113	BN-001-123
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-100	BN-001-101	BN-001-111	BN-001-121
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-118	BN-001-128
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-120	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-102	BN-001-112	BN-001-122
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-119	BN-001-129
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-104	BN-001-114	BN-001-124
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-125
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-126
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-127

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-103	BN-002-113	BN-002-123
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-101	BN-002-111	BN-002-121
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-102	BN-002-112	BN-002-122
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-104	BN-002-114	BN-002-124
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-125



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-305	BN-001-303	BN-001-313	BN-001-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-300	BN-001-301	BN-001-311	BN-001-321
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-318	BN-001-328
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-320	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-302	BN-001-312	BN-001-322
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-319	BN-001-329
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-304	BN-001-314	BN-001-324
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-325
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-326
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-327

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-303	BN-002-313	BN-002-323
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-301	BN-002-311	BN-002-321
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-302	BN-002-312	BN-002-322
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-304	BN-002-314	BN-002-324
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-325



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box


		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-205	BN-001-203	BN-001-213	BN-001-223
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-200	BN-001-201	BN-001-211	BN-001-221
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-218	BN-001-228
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-220	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-202	BN-001-212	BN-001-222
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-219	BN-001-229
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-204	BN-001-214	BN-001-224
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-225
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-226
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-227

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-203	BN-002-213	BN-002-223
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-201	BN-002-211	BN-002-221
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-202	BN-002-212	BN-002-222
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-204	BN-002-214	BN-002-224
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-225




- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box


		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss White / White	BN-001-245	BN-001-243	BN-001-253	BN-001-263
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-240	BN-001-241	BN-001-251	BN-001-261
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Double aggressive Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-255	BN-001-268
	Cutter <i>Cutter</i>	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-257	--
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-242	BN-001-252	BN-001-262
	End-Cutter <i>End-Cutter</i>	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-256	BN-001-269
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-244	BN-001-254	BN-001-264
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-265
	Trapezfräser <i>Tapered-Burr</i>	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-266
	Ovalfräser <i>Oval-Burr</i>	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-267

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-002-243	BN-002-253	BN-002-263
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-002-241	BN-002-251	BN-002-261
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-002-242	BN-002-252	BN-002-262
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-002-244	BN-002-254	BN-002-264
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-002-265




- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-605	BN-001-603	BN-001-613	BN-001-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-600	BN-001-601	BN-001-611	BN-001-621
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-618	BN-001-628
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-620	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-602	BN-001-612	BN-001-622
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-619	BN-001-629
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-604	BN-001-614	BN-001-624
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-625
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-626
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-627

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-603	BN-002-613	BN-002-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-601	BN-002-611	BN-002-621
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-602	BN-002-612	BN-002-622
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-604	BN-002-614	BN-002-624
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-625



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box


- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss White / White	--	BN-001-003-S	BN-001-013-S	BN-001-023-S
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-001-001-S	BN-001-011-S	BN-001-021-S
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-002-S	BN-001-012-S	BN-001-022-S
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-004-S	BN-001-014-S	BN-001-024-S
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-025-S
	Trapezfräser <i>Tapered-Burr</i>	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-026-S
	Ovalfräser <i>Oval-Burr</i>	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-027-S

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-001-503-S	BN-001-513-S	BN-001-523-S
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-001-501-S	BN-001-511-S	BN-001-521-S
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-502-S	BN-001-512-S	BN-001-522-S
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-504-S	BN-001-514-S	BN-001-524-S
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-525-S
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-526-S
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-527-S



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box


- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box


		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-001-103-S	BN-001-113-S	BN-001-123-S
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-001-101-S	BN-001-111-S	BN-001-121-S
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-001-102-S	BN-001-112-S	BN-001-122-S
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-001-104-S	BN-001-114-S	BN-001-124-S
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-001-125-S
	Trapezfräser <i>Tapered-Burr</i>	Grün / Grün <i>Green / Green</i>	--	--	--	BN-001-126-S
	Ovalfräser <i>Oval-Burr</i>	Orange / Orange <i>Orange / Orange</i>	--	--	--	BN-001-127-S

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-001-203-S	BN-001-213-S	BN-001-223-S
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-001-201-S	BN-001-211-S	BN-001-221-S
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-202-S	BN-001-212-S	BN-001-222-S
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-204-S	BN-001-214-S	BN-001-224-S
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-225-S
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-226-S
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-227-S




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	BN-001-243-S	BN-001-253-S	BN-001-263-S
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	BN-001-241-S	BN-001-251-S	BN-001-261-S
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot <i>Red / Red</i>	--	BN-001-242-S	BN-001-252-S	BN-001-262-S
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	BN-001-244-S	BN-001-254-S	BN-001-264-S
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb <i>Yellow / Yellow</i>	--	--	--	BN-001-265-S
	Trapezfräser <i>Tapered-Burr</i>	Grün / Grün <i>Green / Green</i>	--	--	--	BN-001-266-S
	Ovalfräser <i>Oval-Burr</i>	Orange / Orange <i>Orange / Orange</i>	--	--	--	BN-001-267-S

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-001-603	BN-001-613	BN-001-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-001-601	BN-001-611	BN-001-621
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-602	BN-001-612	BN-001-622
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-604	BN-001-614	BN-001-624
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-625
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-626
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-627



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-033	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-031	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-034	--




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-533	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-531	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-534	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-133	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-131	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-134	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-333	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-331	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-334	--



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-233	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-231	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-234	--




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-283	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-281	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-284	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-633	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-631	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-634	--



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-033-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-031-S	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-034-S	--




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-533-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-531-S	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-534-S	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-133-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-131-S	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-134-S	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box




		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-333-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-331-S	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-334-S	--



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-233-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-231-S	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-234-S	--




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-283-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-281-S	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-284-S	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss <i>White / White</i>	--	--	BN-001-633-S	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau <i>Blue / Blue</i>	--	--	BN-001-631-S	--
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau <i>Red / Blue</i>	--	--	BN-001-634-S	--

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-005 Reinigungsadapter (ohne Abbildung)
Cleaning adapter (without illustration)



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-007 Reinigungsbürsten, 10 Stück / Box
Cleaning brushes, 10 pieces / box

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BA-001-001	6	BA-008-001	7	BB-005-016	16	BB-010-002	17
BA-001-002	6	BA-008-002	7	BB-005-021	16	BB-010-003	17
BA-001-003	6	BA-008-003	7	BB-005-022	16	BB-010-004	19
BA-001-004	6	BA-008-004	7	BB-005-023	16	BB-010-005	19
BA-001-005	6	BA-008-021	9	BB-005-024	16	BB-010-006	19
BA-001-006	6	BA-008-022	9	BB-005-025	16	BB-010-010	20
BA-001-008	7	BA-008-023	9	BB-005-026	16	BB-010-011	20
BA-001-021	8	BA-008-024	9	BB-005-028	16	BB-010-012	20
BA-001-021	9	BB-001-006	12	BB-006-005	22	BB-010-013	20
BA-001-022	8	BB-001-007	12	BB-006-006	22	BB-010-014	20
BA-001-022	9	BB-001-016	12	BB-006-007	22	BB-010-015	20
BA-001-023	8	BB-001-017	12	BB-006-015	22	BB-010-020	18
BA-001-023	9	BB-002-006	13	BB-006-016	22	BB-010-021	18
BA-001-024	8	BB-002-007	13	BB-006-017	22	BB-010-022	18
BA-001-024	9	BB-002-008	13	BB-006-021	22	BB-010-023	18
BA-001-025	8	BB-002-016	13	BB-006-022	22	BB-010-024	18
BA-001-026	8	BB-002-017	13	BB-006-023	22	BB-010-025	18
BA-001-038	9	BB-003-001	14	BB-006-024	22	BC-001-001	90
BA-002-001	7	BB-003-002	14	BB-006-037	21	BC-001-002	90
BA-002-002	7	BB-003-003	14	BB-006-038	21	BC-001-003	90
BA-002-003	7	BB-003-004	14	BB-007-005	23	BC-001-004	90
BA-002-004	7	BB-003-005	14	BB-007-006	23	BC-001-005	90
BA-002-005	7	BB-003-006	14	BB-007-007	23	BC-200-270-SH	32
BA-002-006	7	BB-003-007	14	BB-007-015	23	BC-200-350-SH	32
BA-002-007	7	BB-003-011	14	BB-007-016	23	BC-201-270-SH	32
BA-002-008	7	BB-003-012	14	BB-007-017	23	BC-201-350-SH	32
BA-002-009	7	BB-003-013	14	BB-007-021	23	BC-203-270-SH	32
BA-002-010	7	BB-003-014	14	BB-007-022	23	BC-203-350-SH	32
BA-002-011	7	BB-003-015	14	BB-007-023	23	BC-205-270-SH	32
BA-002-012	7	BB-003-016	14	BB-007-024	23	BC-205-350-SH	32
BA-002-025	9	BB-003-017	14	BB-007-037	21	BC-207-270-SH	32
BA-002-026	9	BB-004-001	15	BB-007-038	21	BC-207-350-SH	32
BA-002-027	9	BB-004-002	15	BB-008-005	24	BC-209-270-SH	32
BA-002-028	9	BB-004-003	15	BB-008-006	24	BC-209-350-SH	32
BA-002-029	9	BB-004-004	15	BB-008-007	24	BC-211-270-SH	32
BA-002-030	9	BB-004-005	15	BB-008-011	24	BC-211-350-SH	32
BA-002-031	9	BB-004-006	15	BB-008-012	24	BC-213-270-SH	32
BA-002-032	9	BB-004-007	15	BB-008-013	24	BC-213-350-SH	32
BA-003-001	6	BB-004-008	15	BB-008-014	24	BC-215-270-SH	32
BA-003-002	6	BB-004-011	15	BB-008-021	24	BC-215-350-SH	32
BA-003-003	6	BB-004-012	15	BB-008-022	24	BC-250-200-SH	49
BA-003-021	8	BB-004-013	15	BB-008-023	24	BC-250-270-SH	27
BA-003-022	8	BB-004-014	15	BB-008-024	24	BC-250-350-P	51
BA-003-023	8	BB-004-015	15	BB-008-025	24	BC-250-350-PC	74
BA-004-001	6	BB-004-016	15	BB-008-026	24	BC-250-350-SH	27
BA-004-002	6	BB-004-017	15	BB-008-027	24	BC-251-270-SH	27
BA-004-021	8	BB-004-018	15	BB-009-001	10	BC-251-350-P	51
BA-004-022	8	BB-005-001	16	BB-009-002	10	BC-251-350-PC	74
BA-005-001	6	BB-005-002	16	BB-009-003	10	BC-251-350-SH	27
BA-005-002	6	BB-005-003	16	BB-009-004	10	BC-252-350-P	51
BA-005-021	8	BB-005-004	16	BB-009-005	10	BC-252-350-PC	74
BA-005-022	8	BB-005-005	16	BB-009-011	11	BC-253-270-SH	27
BA-006-001	6	BB-005-006	16	BB-009-012	11	BC-253-350-P	51
BA-006-002	6	BB-005-007	16	BB-009-013	11	BC-253-350-PC	74
BA-006-021	8	BB-005-008	16	BB-009-014	11	BC-253-350-SH	27
BA-006-022	8	BB-005-011	16	BB-009-021	11	BC-254-350-P	51
BA-007-001	6	BB-005-012	16	BB-009-022	11	BC-254-350-PC	74
BA-007-002	6	BB-005-013	16	BB-009-023	11	BC-255-270-SH	27
BA-007-021	8	BB-005-014	16	BB-009-024	11	BC-255-270-SH	27
BA-007-022	8	BB-005-015	16	BB-010-001	17	BC-255-350-P	51

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BC-255-350-PC	74	BC-355-350-SH	29	BC-395-350-P	61	BC-519-350-SH	42
BC-257-270-SH	27	BC-357-270-SH	29	BC-395-350-SH	31	BC-521-350-SH	42
BC-257-350-SH	27	BC-357-350-P	62	BC-396-350-P	61	BC-523-350-SH	42
BC-259-270-SH	27	BC-357-350-SH	29	BC-397-270-SH	31	BC-525-350-SH	42
BC-259-350-SH	27	BC-358-350-P	63	BC-397-350-P	61	BC-530-350-P	52
BC-260-350-P	51	BC-359-270-SH	29	BC-397-350-SH	31	BC-530-350-SH	41
BC-260-350-SJ	77	BC-359-350-P	63	BC-398-350-P	61	BC-531-350-SH	41
BC-261-270-SH	27	BC-359-350-SH	29	BC-399-270-SH	31	BC-533-350-SH	41
BC-261-350-P	51	BC-360-350-P	56	BC-399-350-SH	31	BC-535-350-SH	41
BC-261-350-SH	27	BC-361-270-SH	29	BC-400-350-P	58	BC-537-350-SH	41
BC-263-270-SH	27	BC-361-350-P	56	BC-400-350-SJ	78	BC-539-350-SH	41
BC-263-350-P	51	BC-361-350-SH	29	BC-401-270-SH	31	BC-540-350-P	53
BC-263-350-SH	27	BC-362-350-P	57	BC-401-350-P	59	BC-541-350-SH	41
BC-265-270-SH	27	BC-363-270-SH	29	BC-401-350-SH	31	BC-543-350-SH	41
BC-265-350-SH	27	BC-363-350-P	57	BC-402-350-P	58	BC-545-350-SH	41
BC-280-350-P	65	BC-363-350-SH	29	BC-402-350-SJ	78	BC-560-270-SH	37
BC-290-200-SH	49	BC-364-350-P	57	BC-403-270-SH	31	BC-560-350-P	52
BC-290-270-SH	28	BC-365-270-SH	29	BC-403-350-P	58	BC-561-270-SH	37
BC-290-350-P	64	BC-365-350-SH	29	BC-403-350-SH	31	BC-561-350-P	52
BC-290-350-SH	28	BC-370-270-SH	30	BC-403-350-SJ	78	BC-563-270-SH	37
BC-291-270-SH	28	BC-370-350-P	55	BC-404-350-P	58	BC-563-350-P	52
BC-291-350-P	64	BC-370-350-SH	30	BC-405-270-SH	31	BC-565-270-SH	37
BC-291-350-SH	28	BC-370-350-SJ	80	BC-405-350-P	59	BC-567-270-SH	37
BC-292-350-P	64	BC-371-270-SH	30	BC-405-350-SH	31	BC-569-270-SH	37
BC-293-270-SH	28	BC-371-350-P	55	BC-406-350-P	59	BC-571-270-SH	37
BC-293-350-P	64	BC-371-350-SH	30	BC-407-350-P	59	BC-573-270-SH	37
BC-293-350-SH	28	BC-373-270-SH	30	BC-410-270-SH	33	BC-573-350-P	52
BC-294-350-P	65	BC-373-350-P	55	BC-410-350-SH	33	BC-575-270-SH	37
BC-295-270-SH	28	BC-373-350-SH	30	BC-420-270-SH	33	BC-580-350-SH	43
BC-295-350-P	65	BC-375-270-SH	30	BC-420-350-P	56	BC-581-350-SH	43
BC-295-350-SH	28	BC-375-350-P	55	BC-420-350-SH	33	BC-583-350-SH	43
BC-297-270-SH	28	BC-375-350-SH	30	BC-430-270-SH	33	BC-585-350-SH	43
BC-297-350-SH	28	BC-377-270-SH	30	BC-430-350-SH	33	BC-587-350-SH	43
BC-299-270-SH	28	BC-377-350-SH	30	BC-440-270-SH	33	BC-589-350-SH	43
BC-299-350-SH	28	BC-379-270-SH	30	BC-440-350-P	56	BC-591-350-SH	43
BC-300-350-P	66	BC-379-350-SH	30	BC-440-350-SH	33	BC-593-350-SH	43
BC-301-270-SH	28	BC-380-350-P	60	BC-450-270-SH	34	BC-595-350-SH	43
BC-301-350-P	66	BC-381-270-SH	30	BC-450-350-SH	34	BC-600-350-P	53
BC-301-350-SH	28	BC-381-350-P	60	BC-460-270-SH	34	BC-600-350-SH	38
BC-302-350-P	66	BC-381-350-SH	30	BC-460-350-SH	34	BC-600-350-SJ	79
BC-303-270-SH	28	BC-382-350-P	60	BC-470-270-SH	34	BC-601-350-P	53
BC-303-350-P	64	BC-383-270-SH	30	BC-470-350-SH	34	BC-601-350-SH	38
BC-303-350-SH	28	BC-383-350-P	61	BC-480-270-SH	34	BC-603-350-P	53
BC-304-350-P	64	BC-383-350-SH	30	BC-480-350-SH	34	BC-603-350-SH	38
BC-305-270-SH	28	BC-384-350-P	61	BC-490-350-P	52	BC-605-350-P	53
BC-305-350-SH	28	BC-385-270-SH	30	BC-490-350-SH	40	BC-605-350-SH	38
BC-330-350-P	66	BC-385-350-P	60	BC-490-350-SJ	79	BC-607-350-SH	38
BC-340-350-P	67	BC-385-350-SH	30	BC-491-350-SH	40	BC-609-350-SH	38
BC-341-350-P	67	BC-389-350-P	60	BC-493-350-SH	40	BC-611-350-SH	38
BC-350-270-SH	29	BC-390-270-SH	31	BC-495-350-SH	40	BC-612-350-P	54
BC-350-350-P	62	BC-390-350-P	60	BC-497-350-SH	40	BC-613-350-SH	38
BC-350-350-SH	29	BC-390-350-SH	31	BC-499-350-SH	40	BC-614-350-P	54
BC-351-270-SH	29	BC-391-270-SH	31	BC-501-350-SH	40	BC-615-350-SH	38
BC-351-350-P	62	BC-391-350-P	60	BC-503-350-SH	40	BC-630-270-SH	35
BC-351-350-SH	29	BC-391-350-SH	31	BC-505-350-SH	40	BC-630-350-SH	35
BC-353-270-SH	29	BC-392-350-P	60	BC-510-350-SH	42	BC-631-270-SH	35
BC-353-350-P	62	BC-393-270-SH	31	BC-511-350-SH	42	BC-631-350-SH	35
BC-353-350-SH	29	BC-393-350-P	60	BC-513-350-SH	42	BC-633-270-SH	35
BC-355-270-SH	29	BC-393-350-SH	31	BC-515-350-SH	42	BC-633-350-SH	35
BC-355-350-P	63	BC-395-270-SH	31	BC-517-350-SH	42	BC-635-270-SH	35

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BC-635-350-SH	35	BC-744-350-SH	39	BC-890-350-SH	48	BJ-002-015	92
BC-637-270-SH	35	BC-745-350-SH	39	BC-900-350-P	83	BJ-002-016	92
BC-637-350-SH	35	BC-746-350-SH	39	BC-900-350-PX	83	BJ-002-017	92
BC-639-270-SH	35	BC-747-350-SH	39	BC-901-350-P	84	BJ-002-018	92
BC-639-350-SH	35	BC-748-350-SH	39	BC-901-350-PX	84	BJ-002-019	92
BC-641-270-SH	35	BC-750-350-P	71	BC-902-350-P	84	BJ-002-020	92
BC-641-350-SH	35	BC-750-350-PC	75	BC-902-350-PX	84	BJ-002-023	92
BC-643-270-SH	35	BC-750-350-SH	39	BC-903-350-P	85	BJ-002-024	92
BC-643-350-SH	35	BC-751-350-P	71	BC-903-350-PX	85	BJ-002-025	92
BC-645-270-SH	35	BC-751-350-PC	75	BC-904-350-P	85	BJ-002-026	92
BC-645-350-SH	35	BC-751-350-SH	39	BC-904-350-PX	85	BJ-002-027	92
BC-680-270-SH	36	BC-752-350-SH	39	BC-905-350-P	86	BJ-002-028	92
BC-680-350-P	53	BC-753-350-SH	39	BC-905-350-PX	86	BJ-003-002	93
BC-680-350-SH	36	BC-754-350-SH	39	BC-906-350-P	86	BJ-003-003	93
BC-681-270-SH	36	BC-755-350-SH	39	BC-906-350-PX	86	BJ-003-004	93
BC-681-350-SH	36	BC-756-350-SH	39	BC-907-350-P	87	BJ-003-005	93
BC-683-270-SH	36	BC-757-350-SH	39	BC-907-350-PX	87	BJ-003-006	93
BC-683-350-SH	36	BC-758-350-SH	39	BC-908-350-P	87	BJ-003-007	93
BC-685-270-SH	36	BC-760-350-P	71	BC-908-350-PX	87	BJ-003-008	93
BC-685-350-SH	36	BC-760-350-PC	75	BC-909-350-P	88	BJ-003-009	93
BC-687-270-SH	36	BC-780-350-P	68	BC-910-350-P	88	BJ-003-010	93
BC-687-350-SH	36	BC-780-350-SH	44	BC-910-350-SH	48	BJ-003-011	93
BC-689-270-SH	36	BC-790-350-P	68	BC-911-350-P	88	BJ-003-012	93
BC-689-350-SH	36	BC-790-350-SH	44	BC-912-350-P	88	BJ-003-013	93
BC-691-270-SH	36	BC-800-200-SH	49	BC-913-350-P	88	BJ-003-014	93
BC-691-350-SH	36	BC-800-270-SH	47	BC-914-350-P	89	BJ-003-015	93
BC-693-270-SH	36	BC-800-350-P	76	BC-915-350-P	89	BJ-003-016	93
BC-693-350-SH	36	BC-800-350-SH	48	BC-915-350-SH	48	BJ-003-017	93
BC-695-270-SH	36	BC-800-350-SJ	81	BD-001-001	25	BJ-003-018	93
BC-695-350-SH	36	BC-800-450-SH	47	BD-001-002	25	BJ-003-019	93
BC-700-350-P	69	BC-810-200-SH	49	BD-001-003	25	BJ-003-020	93
BC-700-350-SH	45	BC-810-270-SH	47	BD-001-004	25	BJ-003-021	93
BC-701-350-P	69	BC-810-350-P	76	BD-001-005	25	BJ-003-022	93
BC-701-350-SH	45	BC-810-350-SH	48	BJ-001-001	91	BJ-003-023	93
BC-703-350-P	69	BC-810-450-SH	47	BJ-001-002	91	BJ-003-024	93
BC-703-350-SH	45	BC-820-270-P	76	BJ-001-003	91	BJ-003-025	93
BC-705-350-SH	45	BC-820-270-SH	47	BJ-001-004	91	BJ-003-026	93
BC-707-350-SH	45	BC-820-350-SH	48	BJ-001-005	91	BJ-003-028	93
BC-709-350-SH	45	BC-830-270-P	76	BJ-001-006	91	BJ-004-002	94
BC-711-350-SH	45	BC-830-270-SH	47	BJ-001-007	91	BJ-004-003	94
BC-713-350-SH	45	BC-830-350-SH	48	BJ-001-008	91	BJ-004-004	94
BC-715-350-SH	45	BC-840-270-P	76	BJ-001-009	91	BJ-004-005	94
BC-720-350-P	70	BC-850-270-P	76	BJ-001-010	91	BJ-004-006	94
BC-720-350-SH	46	BC-860-200-SH	49	BJ-001-011	91	BJ-004-007	94
BC-721-350-P	70	BC-860-270-SH	47	BJ-001-012	91	BJ-004-008	94
BC-721-350-SH	46	BC-860-350-P	76	BJ-001-013	91	BJ-004-009	94
BC-723-350-P	70	BC-860-350-SH	48	BJ-001-014	91	BJ-004-010	94
BC-723-350-SH	46	BC-860-350-SJ	81	BJ-002-002	92	BJ-004-011	94
BC-723-350-SH	46	BC-870-270-P	76	BJ-002-003	92	BJ-004-012	94
BC-725-350-SH	46	BC-870-270-SH	47	BJ-002-004	92	BJ-004-013	94
BC-725-350-SH	46	BC-870-350-P	76	BJ-002-005	92	BJ-004-014	94
BC-727-350-SH	46	BC-870-350-SH	48	BJ-002-006	92	BJ-004-015	94
BC-729-350-SH	46	BC-871-350-P	72	BJ-002-007	92	BJ-004-016	94
BC-731-350-SH	46	BC-871-350-SJ	81	BJ-002-008	92	BJ-004-017	94
BC-740-350-SH	39	BC-872-350-P	72	BJ-002-009	92	BJ-004-018	94
BC-741-350-P	71	BC-875-350-P	76	BJ-002-010	92	BJ-004-019	94
BC-741-350-PC	75	BC-877-350-P	76	BJ-002-011	92	BJ-004-020	94
BC-741-350-SH	39	BC-880-270-SH	47	BJ-002-012	92	BJ-004-021	94
BC-742-350-SH	39	BC-880-350-SH	48	BJ-002-013	92	BJ-004-024	94
BC-743-350-SH	39	BC-890-270-SH	47	BJ-002-014	92	BJ-004-025	94

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BJ-004-040	95	BN-001-027	106	BN-001-204	114	BN-001-262-S	124
BJ-004-041	95	BN-001-027-S	120	BN-001-204-S	123	BN-001-263	116
BJ-004-042	95	BN-001-028	106	BN-001-205	114	BN-001-263-S	124
BJ-004-043	95	BN-001-029	106	BN-001-211	114	BN-001-264	116
BJ-004-044	95	BN-001-031	126	BN-001-211-S	123	BN-001-264-S	124
BJ-004-045	95	BN-001-031-S	130	BN-001-212	114	BN-001-265	116
BJ-004-046	95	BN-001-033	126	BN-001-212-S	123	BN-001-265-S	124
BJ-004-048	95	BN-001-033-S	130	BN-001-213	114	BN-001-266	116
BJ-004-049	95	BN-001-034	126	BN-001-213-S	123	BN-001-266-S	124
BJ-004-050	95	BN-001-034-S	130	BN-001-214	114	BN-001-267	116
BJ-004-053	95	BN-001-100	110	BN-001-214-S	123	BN-001-267-S	124
BJ-004-054	95	BN-001-101	110	BN-001-218	114	BN-001-268	116
BJ-004-055	95	BN-001-101-S	122	BN-001-219	114	BN-001-269	116
BJ-004-056	95	BN-001-102	110	BN-001-220	114	BN-001-281	128
BJ-004-057	95	BN-001-102-S	122	BN-001-221	114	BN-001-281-S	132
BJ-004-058	95	BN-001-103	110	BN-001-221-S	123	BN-001-283	128
BJ-004-059	95	BN-001-103-S	122	BN-001-222	114	BN-001-283-S	132
BJ-004-062	95	BN-001-104	110	BN-001-222-S	123	BN-001-284	128
BJ-004-063	95	BN-001-104-S	122	BN-001-223	114	BN-001-284-S	132
BJ-004-064	95	BN-001-105	110	BN-001-223-S	123	BN-001-300	112
BJ-004-065	95	BN-001-111	110	BN-001-224	114	BN-001-301	112
BJ-005-001	96	BN-001-111-S	122	BN-001-224-S	123	BN-001-302	112
BJ-005-002	96	BN-001-112	110	BN-001-225	114	BN-001-303	112
BJ-005-003	96	BN-001-112-S	122	BN-001-225-S	123	BN-001-304	112
BJ-005-004	96	BN-001-113	110	BN-001-226	114	BN-001-305	112
BJ-005-005	96	BN-001-113-S	122	BN-001-226-S	123	BN-001-311	112
BJ-005-006	96	BN-001-114	110	BN-001-227	114	BN-001-312	112
BN-001-000	106	BN-001-114-S	122	BN-001-227-S	123	BN-001-313	112
BN-001-001	106	BN-001-118	110	BN-001-228	114	BN-001-314	112
BN-001-001-S	120	BN-001-119	110	BN-001-229	114	BN-001-318	112
BN-001-002	106	BN-001-120	110	BN-001-231	128	BN-001-319	112
BN-001-002-S	120	BN-001-121	110	BN-001-231-S	132	BN-001-320	112
BN-001-003	106	BN-001-121-S	122	BN-001-233	128	BN-001-321	112
BN-001-003-S	120	BN-001-122	110	BN-001-233-S	132	BN-001-322	112
BN-001-004	106	BN-001-122-S	122	BN-001-234	128	BN-001-323	112
BN-001-004-S	120	BN-001-123	110	BN-001-234-S	132	BN-001-324	112
BN-001-005	106	BN-001-123-S	122	BN-001-240	116	BN-001-325	112
BN-001-011	106	BN-001-124	110	BN-001-241	116	BN-001-326	112
BN-001-011-S	120	BN-001-124-S	122	BN-001-241-S	124	BN-001-327	112
BN-001-012	106	BN-001-125	110	BN-001-242	116	BN-001-328	112
BN-001-012-S	120	BN-001-125-S	122	BN-001-242-S	124	BN-001-329	112
BN-001-013	106	BN-001-126	110	BN-001-243	116	BN-001-331	127
BN-001-013-S	120	BN-001-126-S	122	BN-001-243-S	124	BN-001-331-S	131
BN-001-014	106	BN-001-127	110	BN-001-244	116	BN-001-333	127
BN-001-014-S	120	BN-001-127-S	122	BN-001-244-S	124	BN-001-333-S	131
BN-001-018	106	BN-001-128	110	BN-001-245	116	BN-001-334	127
BN-001-019	106	BN-001-129	110	BN-001-251	116	BN-001-334-S	131
BN-001-020	106	BN-001-131	127	BN-001-251-S	124	BN-001-500	108
BN-001-021	106	BN-001-131-S	131	BN-001-252	116	BN-001-501	108
BN-001-021-S	120	BN-001-133	127	BN-001-252-S	124	BN-001-501-S	121
BN-001-022	106	BN-001-133-S	131	BN-001-253	116	BN-001-502	108
BN-001-022-S	120	BN-001-134	127	BN-001-253-S	124	BN-001-502-S	121
BN-001-023	106	BN-001-134-S	131	BN-001-254	116	BN-001-503	108
BN-001-023-S	120	BN-001-200	114	BN-001-254-S	124	BN-001-503-S	121
BN-001-024	106	BN-001-201	114	BN-001-255	116	BN-001-504	108
BN-001-024-S	120	BN-001-201-S	123	BN-001-256	116	BN-001-504-S	121
BN-001-025	106	BN-001-202	114	BN-001-257	116	BN-001-505	108
BN-001-025-S	120	BN-001-202-S	123	BN-001-261	116	BN-001-511	108
BN-001-026	106	BN-001-203	114	BN-001-261-S	124	BN-001-511-S	121
BN-001-026-S	120	BN-001-203-S	123	BN-001-262	116	BN-001-512	108

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BN-001-512-S	121	BN-001-625-S	125	BN-002-261	117	BN-004-014	99
BN-001-513	108	BN-001-626	118	BN-002-262	117	BN-004-015	99
BN-001-513-S	121	BN-001-626-S	125	BN-002-263	117	BN-004-016	99
BN-001-514	108	BN-001-627	118	BN-002-264	117	BN-004-017	99
BN-001-514-S	121	BN-001-627-S	125	BN-002-265	117	BN-004-018	99
BN-001-518	108	BN-001-628	118	BN-002-301	113	BN-004-020	99
BN-001-519	108	BN-001-629	118	BN-002-302	113	BN-004-021	99
BN-001-520	108	BN-001-631	129	BN-002-303	113	BN-004-030	99
BN-001-521	108	BN-001-631-S	133	BN-002-304	113	BN-004-031	99
BN-001-521-S	121	BN-001-633	129	BN-002-311	113	BS-001-001	100
BN-001-522	108	BN-001-633-S	133	BN-002-312	113	BS-001-002	100
BN-001-522-S	121	BN-001-634	129	BN-002-313	113	BS-001-003	101
BN-001-523	108	BN-001-634-S	133	BN-002-314	113	BS-001-004	101
BN-001-523-S	121	BN-002-001	107	BN-002-321	113	BS-001-005	102
BN-001-524	108	BN-002-002	107	BN-002-322	113	BS-001-006	102
BN-001-524-S	121	BN-002-003	107	BN-002-323	113	BS-001-020	101
BN-001-525	108	BN-002-004	107	BN-002-324	113	BS-001-021	101
BN-001-525-S	121	BN-002-011	107	BN-002-325	113	CG-002-011	103
BN-001-526	108	BN-002-012	107	BN-002-501	109	CG-002-012	104
BN-001-526-S	121	BN-002-013	107	BN-002-502	109	CJ-010-001	103
BN-001-527	108	BN-002-014	107	BN-002-503	109	CJ-010-002	103
BN-001-527-S	121	BN-002-021	107	BN-002-504	109	CJ-010-003	103
BN-001-528	108	BN-002-022	107	BN-002-511	109	CJ-010-004	104
BN-001-529	108	BN-002-023	107	BN-002-512	109	CJ-010-005	104
BN-001-531	126	BN-002-024	107	BN-002-513	109	CJ-010-006	104
BN-001-531-S	130	BN-002-025	107	BN-002-514	109	CJ-010-020	103
BN-001-533	126	BN-002-101	111	BN-002-521	109	CJ-010-020	104
BN-001-533-S	130	BN-002-102	111	BN-002-522	109	CJ-010-021	103
BN-001-534	126	BN-002-103	111	BN-002-523	109	CJ-010-021	104
BN-001-534-S	130	BN-002-104	111	BN-002-524	109	CJ-010-022	103
BN-001-600	118	BN-002-111	111	BN-002-525	109	CJ-010-022	104
BN-001-601	118	BN-002-112	111	BN-002-601	119	CJ-011-001	103
BN-001-601-S	125	BN-002-113	111	BN-002-602	119	CJ-011-002	103
BN-001-602	118	BN-002-114	111	BN-002-603	119	EE-010-001	26
BN-001-602-S	125	BN-002-121	111	BN-002-604	119	EE-010-002	26
BN-001-603	118	BN-002-122	111	BN-002-611	119	EE-010-003	26
BN-001-603-S	125	BN-002-123	111	BN-002-612	119	EE-010-004	26
BN-001-604	118	BN-002-124	111	BN-002-613	119	EE-010-011	26
BN-001-604-S	125	BN-002-125	111	BN-002-614	119	EE-010-012	26
BN-001-605	118	BN-002-201	115	BN-002-621	119	EE-010-013	26
BN-001-611	118	BN-002-202	115	BN-002-622	119	EE-010-014	26
BN-001-611-S	125	BN-002-203	115	BN-002-623	119		
BN-001-612	118	BN-002-204	115	BN-002-624	119		
BN-001-612-S	125	BN-002-211	115	BN-002-625	119		
BN-001-613	118	BN-002-212	115	BN-003-000	97		
BN-001-613-S	125	BN-002-213	115	BN-003-001	97		
BN-001-614	118	BN-002-214	115	BN-003-002	97		
BN-001-614-S	125	BN-002-221	115	BN-003-003	97		
BN-001-618	118	BN-002-222	115	BN-003-011	97		
BN-001-619	118	BN-002-223	115	BN-003-012	97		
BN-001-620	118	BN-002-224	115	BN-003-013	97		
BN-001-621	118	BN-002-225	115	BN-003-021	97		
BN-001-621-S	125	BN-002-241	117	BN-003-022	97		
BN-001-622	118	BN-002-242	117	BN-003-023	97		
BN-001-622-S	125	BN-002-243	117	BN-004-001	98		
BN-001-623	118	BN-002-244	117	BN-004-002	98		
BN-001-623-S	125	BN-002-251	117	BN-004-003	98		
BN-001-624	118	BN-002-252	117	BN-004-005	134		
BN-001-624-S	125	BN-002-253	117	BN-004-007	134		
BN-001-625	118	BN-002-254	117	BN-004-010	98		

[illegible]



STEMA Medizintechnik GmbH
H.-E.-Bussestr. 4
78333 Stockach - Germany

Phone: 0049 (0) 77 71 / 87 53 51
Fax: 0049 (0) 77 71 / 87 53 50

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de