



Medizintechnik GmbH

MIKRO-MOTOREN-SYSTEM

MICRO-MOTOR-SYSTEM





Service/Zertifikate:

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485
- EG Richtlinien 93/42/EWG
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates:

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485
- Council Directive 93/42/EEC
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte:

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- Arthroskopie
- Bronchoskopie
- Container-Systeme
- Einweg-Artikel
- Gastro-Intestinal
- Geräte
- Gynäkologie
- HF-Chirurgie
- HNO
- Laparoskopie
- Mikromotoren-System
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Proktoskopie
- Thorakoskopie
- Urologie

***Bitte fordern Sie
unsere Kataloge an***

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partnern eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products:

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in Surgery with high quality products:

- Arthroscopy
- Bronchoscopy
- Container-Systems
- Disposable products
- ENT
- HF-Surgery
- Gastro-Intestinal
- Gynaecology
- Laparoscopy
- Micro motor system
- Oral, Maxillo and Facial surgery
- Proctoscopy
- Thoracoscopy
- Units
- Urology

***Please ask for our
special catalogues***

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

MIKROMOTOREN-SETS / MICRO MOTOR SETS

SEITE / PAGE

Set Mikromotoren-System STEMA I / Set micro motor system STEMA I	1
Set Mikromotoren-System STEMA II / Set micro motor system STEMA II	2

EINZELKOMPONENTEN / SINGLE COMPONENTS

Steuergerät STEMA I und II / Control unit STEMA I and II	3
Elektronikmotor "Chirurgie" und "HNO" / Electronic motor "Surgery" and "ENT"	3
Fusspedal für STEMA I und II / Foot switch for STEMA I and II	3

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Stativ und IMPLANTBOY / Stand unit and IMPLANTBOY	4
Transportkoffer / Transportation case	4
Flaschenhalter und Schlauchset / Bottle holder and tubing set	4

HANDSTÜCKE / HANDPIECES

Winkel Handstücke / Angled hand pieces	5 - 7
Gerade Handstücke / Straight hand pieces	8
Sägen, Dermatome und Mukotome / Saws, dermatomes and mucotomes	9

BOHRER / BURRS

Runde Bohrer / Round burrs	11, 12
DIAMANT-Bohrer / DIAMOND burrs	13 - 15
Hartmetallbohrer / Tungsten carbide burrs	16 - 18
Omni-E / Omni-E	18
Spiralbohrer / Twist drills	19
Perforations- und Sägebohrer / Perforating and saw burrs	20
TREPAN und WIRE PASS Bohrer / TREPAN and WIRE PASS burrs	21

FINIERER / POLISHING BURRS

Runde Finierer / Round polishing burrs	22
--	----

FRÄSER / CUTTING BURRS

LINDEMANN-Fräser / LINDEMANN cutting burrs	23
KNOSPEN-Fräser / BUD cutting burrs	24
ZYLINDER-Fräser / CYLINDER cutting burrs	25
EI-Fräser / EGG cutting burrs	26, 27
KONUS-Fräser / CONE cutting burrs	28
SWANSON-Fräser / SWANSON cutting burrs	29
BIRNEN-, FLAMMEN- und SHANNON-Fräser / PEAR, FLAME and SHANNON cutting burrs	30
Fräser für Titanbearbeitung / Burrs for working on titanium	31

SCHLEIFEN / GRINDING

DIAMANT-Schleifer / DIAMOND grinders	32
Dermabrasionsinstrumente / Dermabraders	33

SÄGEBLÄTTER / SAWS BLADES

Mikro-Stichsägeblätter / Micro compass saw blades	34
Universelle Mikro-Sägeblätter / Universal micro saw blades	34
Mikro-Sagittalsägeblätter / Micro sagittal saw blades	34
Mikro-Sägeblätter / Micro saw blades	35, 36



- Folientastatur für einfache Bedienung
- Prozessorgeregeltes Motordrehmoment
- 10 einstellbare Drehmomente
- Schnellstop
- Sterile, simultane, interne/externe Kühlung
- Fixtaste für Dermatom und Knochensäge

- Keyboard panel for easy handling
- Processor controled torque level
- 10 preselectionable torque levels
- Quick stop
- Sterile, internal/external irrigation
- Fix button for dermatomes and saws

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
CM-001-001	SET Mikromotoren-System STEMA I - Technische Daten
	SET Micro motor system STEMA I - Technical data
	Drehzahl 500 - 40.000 U/min
	Speed 500 - 40.000 rpm
	Spannung 115/230 V, 50/60 Hz
	Voltage 115/230 V, 50/60 Hz
	Leistung 200 W
	Power 200 W
	Einstellbare Motordrehmomente 10 - 55 Ncm
	Preselectionable motor torque level 10 - 55 Ncm
	Abmessungen 145 x 250 x 190mm (B x H x T)
	Dimensions 145 x 250 x 190mm (w x h x d)
	Gewicht ca. 6 kg
	Weight approx. 6 kg
	Im Lieferumfang enthalten
	Delivery contains
	- Steuergerät STEMA I (LCD Display, Pumpe (aussen), 1 Motor- und 1 Fusspedalanschluss)
	- Control unit STEMA I (LCD display, pump (outside), 1 motor and 1 footswitch connection)
	- Elektronikmotor mit 3m Kabel, autoklavierbar
	- Electronic motor with 3m cable, autoclavable
	- Fusspedal, elektronisch, OP tauglich
	- Footswitch, electronic, OR suited
	- Schlauchset, 2m, Einweg, steril
	- Tubing set, 2m, single use, sterile
	- Flaschenhalter inklusive Infusionsflasche 0.9% NaCl (1l)
	- Support device for bottle inclusive infusion bottle 0.9% NaCl (1l)
	- Ablage für Motor / Handstück
	- Support device for motor / hand piece

- Anschluss für 2 Motoren
- 3 individuelle Programme für jeden Motor
- Großes LCD Display
- Multifunktionelles Fusspedal
- Sterile, simultane, interne Kühlung
- Zusätzlicher Anschluss für Thermodrucker

- Connection for 2 motors
- 3 individuell programs for each motor
- Large LCD display
- Multifunctional footswitch
- Sterile, internal irrigation
- Additional connection for thermo printer



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
CM-002-001	SET Mikromotoren-System STEMA II - Technische Daten SET Micro motor system STEMA II - Technical data
	Drehzahl 500 - 40.000 U/min Speed 500 - 40.000 rpm Spannung 110/115/230 V, umschaltbar Voltage 115/115/230 V, switchable Leistung 200 W Power 200 W Einstellbare Motordrehmomente 1 - 10 Ncm Preselectionable motor torque level 1 - 10 Ncm Abmessungen 290 x 110 x 260mm (B x H x T) Dimensions 290 x 110 x 260mm (w x h x d) Gewicht ca. 4.5 kg Weight approx. 4.5 kg
	Im Lieferumfang enthalten Delivery contains
	- Steuergerät STEMA II (LCD Display, Pumpe (integriert), 2 Motor- / 1 Thermodrucker- und 1 Fusspedalanschluss) - Control unit STEMA II (LCD display, pump (integrated), 2 motor- / 1 thermal printer- and 1 footswitch-connection) - Elektronikmotor mit 3m Kabel, autoklavierbar - Electronic motor with 3m cable, autoclavable - Fusspedal, elektronisch, OP tauglich - Footswitch, electronic, OR suited - Schlauchset, 3m, Einweg, steril - Tubing set, 3m, single use, sterile - Flaschenhalter inklusive Infusionsflasche 0.9% NaCl (1L) - Support device for bottle inclusive infusion bottle 0.9% NaCl (1l) - Clean Spray zum Reinigen und Fetten inkl. 2 Aufsätze für E-Kupplung und Mikromotor - Clean spray for cleaning and maintenance incl. 2 connectors for E-coupling and micro motor - Ablage für Motor / Handstück - Support device for motor / hand piece



CM-001-031



CM-002-031



**CM-001-011 /
CM-002-011**



CM-002-012




CM-002-021




CM-001-021

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
CM-001-011	Elektronikmotor "Chirurgie" für STEMA I <i>Electronic motor "Surgery" for STEMA I</i>
CM-001-021	Fusspedal für STEMA I <i>Foot switch for STEMA I</i>
CM-001-031	Steuergerät STEMA I - Technische Daten (siehe Seite 1) <i>Control unit STEMA I - Technical data (see page 1)</i>
CM-002-011	Elektronikmotor "Chirurgie" für STEMA II <i>Electronic motor "Surgery" for STEMA II</i>
CM-002-012	Elektronikmotor "HNO" für STEMA II <i>Electronic motor "ENT" for STEMA II</i>
CM-002-021	Fusspedal für STEMA II <i>Foot switch for STEMA II</i>
CM-002-031	Steuergerät STEMA II - Technische Daten (siehe Seite 2) <i>Control unit STEMA II - Technical data (see page 2)</i>



CH-003-001



CH-003-002 /
CH-003-012




CH-003-020



CH-003-021



CM-003-018



LJ-001-001



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
CH-003-001	IMPLANTBOY, 740x435x420mm IMPLANTBOY, 740x435x420mm
CH-003-002	Stativ fahrbar Stand unit movable
CH-003-012	Flaschenhalter für Stativ CH-003-002 Bottle holder for stand unit CH-003-002
CH-003-020	Transportkoffer für MD 20 Transportation case for MD 20
CH-003-021	Transportkoffer für MD 10 Transportation case for MD 10
CM-003-018	Schlauchset, zum Einmalgebrauch Tubing set, single use
LJ-001-001	Siebschale für Zubehör Basket für accessories

Für den Einsatz in den Bereichen:


- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- HNO Chirurgie
- Plastische sowie Rekonstruktive Chirurgie
- Implantologie
- Neuro Chirurgie
- Hand Chirurgie

For the use in the areas:


- Oral and maxillofacial surgery
- ENT surgery
- Plastic as well as reconstructive surgery
- Implantology
- Neuro surgery
- Hand surgery




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-001-001	Winkel-Handstück, Untersetzung 4:1 , mit Sprühdüse, Gesamtlänge 100mm Angled hand piece, reduction 4:1 , with spray nozzle, length 100mm
LM-001-002	Winkel-Handstück, Untersetzung 16:1 , mit Sprühdüse, Gesamtlänge 100mm Angled hand piece, reduction 16:1 , with spray nozzle, length 100mm
LM-001-003	Winkel-Handstück, Untersetzung 32:1 , mit Sprühdüse, Gesamtlänge 100mm Angled hand piece, reduction 32:1 , with spray nozzle, length 100mm
LM-001-004	Winkel-Handstück, Untersetzung 70:1 , mit Sprühdüse, Gesamtlänge 100mm Angled hand piece, reduction 70:1 , with spray nozzle, length 100mm
LM-001-005	Winkel-Handstück, Untersetzung 132:1 , mit Sprühdüse, Gesamtlänge 100mm Angled hand piece, reduction 132:1 , with spray nozzle, length 100mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-002-001	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Gesamtlänge 90mm, nur externe Kühlung Angled hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, length 90mm, only external irrigation




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-003-001	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Gesamtlänge 90mm, nur interne Kühlung Angled hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, length 90mm, only internal irrigation



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-007-001	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 130mm Angled hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-007-002	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 130mm Angled hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-007-003	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 130mm Angled hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 130mm

Nur für Chirurgiedrähte!
Only for surgery wires!




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-011-001	Winkel-Handstück, Übersetzung 16:1 , 2.500U/min., INTRA KUPPLUNG, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, transmission 16:1 , 2.500rpm, INTRA COUPLING, length 90mm

Nur auf Anfrage erhältlich!
Available only on request!




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-012-001	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:5 , 200.000U/min., Sprühdüse, Druckknopfspannung, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, transmission 1:5 , 200.000rpm, with spray nozzle, push-button system, length 90mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-013-001	Winkel-Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Druckknopfspannung, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, push-button system, length 90mm
LM-013-002	Winkel-Handstück, Untersetzung 4:1 , mit Sprühdüse, Druckknopfspannung, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 4:1 , with spray nozzle, push-button system, length 90mm
LM-013-003	Winkel-Handstück, Untersetzung 8:1 , Endo mit "mini head", mit Sprühdüse, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 8:1 , Endo with "mini head", with spray nozzle, length 90mm
LM-013-004	Winkel-Handstück, Untersetzung 8:1 , mit Sprühdüse, Druckknopfspannung, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 8:1 , with spray nozzle, push-button system, length 90mm
LM-013-005	Winkel-Handstück, Untersetzung 16:1 , mit Sprühdüse, Druckknopfspannung, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 16:1 , with spray nozzle, push-button system, length 90mm
LM-013-006	Winkel-Handstück, Untersetzung 32:1 , Endo mit "mini head", mit Sprühdüse, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 32:1 , Endo with "mini head", with spray nozzle, length 90mm
LM-013-007	Winkel-Handstück, Untersetzung 70:1 , mit Sprühdüse, Druckknopfspannung, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 70:1 , with spray nozzle, push-button system, length 90mm
LM-013-008	Winkel-Handstück, Untersetzung 128:1 , Endo mit "mini head", mit Sprühdüse, Gesamtlänge 90mm Angled hand piece, reduction 128:1 , Endo with "mini head", with spray nozzle, length 90mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-014-001	Handstück für externe Kühlung und zum Auswaschen von Wunden, Kanüle austauschbar Hand piece for external cooling and for washing wounds, cannula exchangeable




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-005-001	Handstück, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min, mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 90mm Hand piece, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 90mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-004-001	Handstück, Übersetzung 1:3 , 120.000U/min, mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 135mm Hand piece, transmission 1:3 , 120.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 135mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-006-001	Handstück mittel, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 104mm Hand piece middle, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 104mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-006-002	Handstück lang, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 127mm Hand piece long, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 127mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-006-003	Handstück lang, Übersetzung 1:1 , 40.000U/min., mit Sprühdüse, Drehspannung, Gesamtlänge 157mm Hand piece long, transmission 1:1 , 40.000rpm, with spray nozzle, to be tightened by turning, length 157mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-008-001	MIKRO Stichsäge, INTRA KUPPLUNG, abnehmbares Spülrohr, mit Gabelschlüssel MICRO compass saw, INTRA COUPLING, detachable irrigation tube, with fork wrench




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-009-001	OSZILLIERENDE MIKRO Säge, INTRA KUPPLUNG, Spülrohr, mit Gabelschlüssel MICRO OSCILLATING saw, INTRA COUPLING, irrigation tube, with fork wrench




Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-010-001	OSSEOSKALPELL, MIKRO Säge mit sagittalem Schnitt, Pendelhub, INTRA KUPPLUNG, Spülrohr, mit Gabelschlüssel OSSEOSKALPELL, MICRO saw with sagittal cut, oscillating hub, INTRA COUPLING, irrigation tube, w. fork wrench



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-015-001	Dermatomy mit INTRA KUPPLUNG, 12mm E-Fitting Dermatomy with INTRA COUPLING, 12mm E-fitting
LM-015-002	Dermatomy mit INTRA KUPPLUNG, 25mm E-Fitting Dermatomy with INTRA COUPLING, 25mm E-fitting
LM-015-003	Dermatomy mit INTRA KUPPLUNG, 50mm E-Fitting Dermatomy with INTRA COUPLING, 50mm E-fitting
LM-015-004	Dermatomy mit INTRA KUPPLUNG, 75mm E-Fitting Dermatomy with INTRA COUPLING, 75mm E-fitting



Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
LM-016-001	Mukotomy mit INTRA KUPPLUNG, Schnittdicke: 0.5mm, Schnittbreite: 6mm Mucotomy with INTRA COUPLING, thickness of graft: 0.5mm, cutting width: 6mm




Bohrer, rund, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Burrs, round, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-001-001	0.6mm	--	70mm	6	LN-001-048	2.7mm	--	125mm	10
LN-001-011	0.6mm	--	95mm	6	LN-001-049	3.1mm	--	70mm	6
LN-001-036	0.6mm	--	125mm	6	LN-001-050	3.1mm	--	125mm	6
LN-001-002	0.7mm	--	70mm	6	LN-001-051	3.1mm	--	57mm	10
LN-001-003	0.8mm	--	70mm	6	LN-001-009	3.1mm	--	70mm	10
LN-001-013	0.8mm	--	95mm	6	LN-001-029	3.1mm	--	95mm	10
LN-001-037	0.8mm	--	125mm	6	LN-001-052	3.1mm	--	125mm	10
LN-001-038	1.0mm	--	57mm	6	LN-001-010	3.5mm	--	70mm	12
LN-001-004	1.0mm	--	70mm	6	LN-001-030	3.5mm	--	95mm	12
LN-001-014	1.0mm	--	95mm	6	LN-001-053	3.5mm	--	125mm	12
LN-001-039	1.0mm	--	125mm	6	LN-001-054	3.5mm	--	70mm	6
LN-001-040	1.4mm	--	57mm	8	LN-001-055	3.5mm	--	125mm	6
LN-001-005	1.4mm	--	70mm	8	LN-001-056	4.0mm	--	57mm	12
LN-001-025	1.4mm	--	95mm	8	LN-001-011-1	4.0mm	--	70mm	12
LN-001-041	1.4mm	--	125mm	8	LN-001-060	4.5mm	--	125mm	12
LN-001-042	1.6mm	--	125mm	6	LN-001-061	5.0mm	--	70mm	8
LN-001-043	1.8mm	--	57mm	8	LN-001-062	5.0mm	--	125mm	8
LN-001-006	1.8mm	--	70mm	8	LN-001-063	5.0mm	--	57mm	12
LN-001-026	1.8mm	--	95mm	8	LN-001-013-1	5.0mm	--	70mm	12
LN-001-044	1.8mm	--	125mm	8	LN-001-033	5.0mm	--	95mm	12
LN-001-045	2.3mm	--	57mm	8	LN-001-064	5.0mm	--	125mm	12
LN-001-007	2.3mm	--	70mm	8	LN-001-065	6.0mm	--	57mm	14
LN-001-027	2.3mm	--	95mm	8	LN-001-014-1	6.0mm	--	70mm	14
LN-001-046	2.3mm	--	125mm	8	LN-001-034	6.0mm	--	95mm	14
LN-001-047	2.7mm	--	57mm	10	LN-001-066	6.0mm	--	125mm	14
LN-001-008	2.7mm	--	70mm	10	LN-001-015	7.0mm	--	70mm	16
LN-001-028	2.7mm	--	95mm	10	LN-001-035	7.0mm	--	95mm	16
					LN-001-067	7.0mm	--	125mm	16
					LN-001-015	7.0mm	--	70mm	16
					LN-001-035	7.0mm	--	95mm	16
					LN-001-067	7.0mm	--	125mm	16




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





Bohrer, rund, mit **STRYKER** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Burrs, round, with **STRYKER** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-101-001	1.6mm	--	55mm	6
LN-101-002	2.3mm	--	55mm	8
LN-101-003	3.1mm	--	55mm	6
LN-101-004	4.0mm	--	55mm	12
LN-101-005	4.5mm	--	55mm	6
LN-101-006	4.5mm	--	55mm	12
LN-101-007	5.0mm	--	55mm	8
LN-101-008	6.0mm	--	55mm	14
LN-101-009	7.0mm	--	55mm	16




Bohrer, rund, mit **DENTAL** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Burrs, round, with **DENTAL** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-201-001	3.1mm	--	44.5mm	6
LN-201-002	5.0mm	--	44.5mm	12



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






DIAMANT-Bohrer, rund, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND burrs, round, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-002-001	0.6mm	--	70mm	--	LN-002-057	2.5mm	--	125mm	--
LN-002-011	0.6mm	--	95mm	--	LN-002-058	2.7mm	--	57mm	--
LN-002-036	0.6mm	--	125mm	--	LN-002-008	2.7mm	--	70mm	--
LN-002-002	0.7mm	--	70mm	--	LN-002-028	2.7mm	--	95mm	--
LN-002-037	0.7mm	--	125mm	--	LN-002-059	2.7mm	--	125mm	--
LN-002-003	0.8mm	--	70mm	--	LN-002-060	2.9mm	--	70mm	--
LN-002-013	0.8mm	--	95mm	--	LN-002-061	2.9mm	--	95mm	--
LN-002-038	0.8mm	--	125mm	--	LN-002-062	3.1mm	--	57mm	--
LN-002-039	1.0mm	--	57mm	--	LN-002-009	3.1mm	--	70mm	--
LN-002-004	1.0mm	--	70mm	--	LN-002-029	3.1mm	--	95mm	--
LN-002-014	1.0mm	--	95mm	--	LN-002-063	3.1mm	--	125mm	--
LN-002-040	1.0mm	--	125mm	--	LN-002-064	3.5mm	--	57mm	--
LN-002-041	1.2mm	--	70mm	--	LN-002-010	3.5mm	--	70mm	--
LN-002-042	1.2mm	--	95mm	--	LN-002-021	3.5mm	--	95mm	--
LN-002-043	1.4mm	--	57mm	--	LN-002-065	3.5mm	--	125mm	--
LN-002-044	1.4mm	--	70mm	--	LN-002-066	4.0mm	--	57mm	--
LN-002-045	1.4mm	--	95mm	--	LN-002-011-1	4.0mm	--	70mm	--
LN-002-046	1.4mm	--	125mm	--	LN-002-067	4.0mm	--	125mm	--
LN-002-005	1.6mm	--	70mm	--	LN-002-068	4.5mm	--	57mm	--
LN-002-025	1.6mm	--	95mm	--	LN-002-012	4.5mm	--	70mm	--
LN-002-047	1.6mm	--	125mm	--	LN-002-032	4.5mm	--	95mm	--
LN-002-048	1.8mm	--	57mm	--	LN-002-069	4.5mm	--	125mm	--
LN-002-006	1.8mm	--	70mm	--	LN-002-070	5.0mm	--	57mm	--
LN-002-026	1.8mm	--	95mm	--	LN-002-013-1	5.0mm	--	70mm	--
LN-002-049	1.8mm	--	125mm	--	LN-002-033	5.0mm	--	95mm	--
LN-002-050	2.1mm	--	70mm	--	LN-002-071	5.0mm	--	125mm	--
LN-002-051	2.1mm	--	95mm	--	LN-002-072	6.0mm	--	57mm	--
LN-002-052	2.1mm	--	125mm	--	LN-002-014-1	6.0mm	--	70mm	--
LN-002-053	2.3mm	--	57mm	--	LN-002-034	6.0mm	--	95mm	--
LN-002-007	2.3mm	--	70mm	--	LN-002-073	6.0mm	--	125mm	--
LN-002-027	2.3mm	--	95mm	--	LN-002-074	7.0mm	--	57mm	--
LN-002-054	2.3mm	--	125mm	--	LN-002-015	7.0mm	--	70mm	--
LN-002-055	2.5mm	--	70mm	--	LN-002-035	7.0mm	--	95mm	--
LN-002-056	2.5mm	--	95mm	--	LN-002-075	7.0mm	--	125mm	--



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






DIAMANT-Bohrer, rund, mit STRYKER Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND burrs, round, with STRYKER connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-102-001	1.0mm	--	55mm	--
LN-102-002	1.6mm	--	55mm	--
LN-102-003	2.1mm	--	55mm	--
LN-102-004	2.3mm	--	55mm	--
LN-102-005	2.9mm	--	55mm	--
LN-102-006	3.5mm	--	55mm	--
LN-102-007	4.0mm	--	55mm	--
LN-102-008	4.5mm	--	55mm	--
LN-102-009	5.0mm	--	55mm	--



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





DIAMANT-Bohrer, rund, supergrob, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND burrs, round, extra coarse, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-002-101	2.3mm	--	57mm	--	LN-002-119	4.0mm	--	95mm	--
LN-002-102	2.3mm	--	70mm	--	LN-002-120	4.0mm	--	125mm	--
LN-002-103	2.3mm	--	95mm	--	LN-002-121	4.5mm	--	57mm	--
LN-002-104	2.3mm	--	125mm	--	LN-002-122	4.5mm	--	70mm	--
LN-002-105	2.7mm	--	57mm	--	LN-002-123	4.5mm	--	95mm	--
LN-002-106	2.7mm	--	70mm	--	LN-002-124	4.5mm	--	125mm	--
LN-002-107	2.7mm	--	95mm	--	LN-002-125	5.0mm	--	57mm	--
LN-002-108	2.7mm	--	125mm	--	LN-002-126	5.0mm	--	70mm	--
LN-002-109	3.1mm	--	57mm	--	LN-002-127	5.0mm	--	95mm	--
LN-002-110	3.1mm	--	70mm	--	LN-002-128	5.0mm	--	125mm	--
LN-002-111	3.1mm	--	95mm	--	LN-002-129	6.0mm	--	57mm	--
LN-002-112	3.1mm	--	125mm	--	LN-002-130	6.0mm	--	70mm	--
LN-002-113	3.5mm	--	57mm	--	LN-002-131	6.0mm	--	95mm	--
LN-002-114	3.5mm	--	70mm	--	LN-002-132	6.0mm	--	125mm	--
LN-002-115	3.5mm	--	95mm	--	LN-002-133	7.0mm	--	57mm	--
LN-002-116	3.5mm	--	125mm	--	LN-002-134	7.0mm	--	70mm	--
LN-002-117	4.0mm	--	57mm	--	LN-002-135	7.0mm	--	95mm	--
LN-002-118	4.0mm	--	70mm	--	LN-002-136	7.0mm	--	125mm	--



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






Hartmetallbohrer mit **DENTAL** Anschluss, Schaft
Ø 2.35mm
Tungsten carbide burrs with **DENTAL** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-003-001	0.6mm	--	22mm	--
LN-003-002	0.7mm	--	22mm	--
LN-003-003	0.8mm	--	22mm	--
LN-003-004	0.9mm	--	22mm	--
LN-003-005	1.0mm	--	22mm	--
LN-003-006	1.2mm	--	22mm	--
LN-003-007	1.4mm	--	22mm	--
LN-003-008	1.6mm	--	22mm	--
LN-003-009	1.8mm	--	22mm	--
LN-003-010	2.1mm	--	22mm	--
LN-003-011	2.3mm	--	22mm	--



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






Hartmetallbohrer, rund, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Tungsten carbide burrs, round, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-004-001	0.5mm	--	70mm	6	LN-004-039	3.5mm	--	44.5mm	8
LN-004-014	0.5mm	--	95mm	6	LN-004-008	3.5mm	--	70mm	8
LN-004-001-1	0.8mm	--	70mm	6	LN-004-040	3.5mm	--	95mm	8
LN-004-015	0.8mm	--	95mm	6	LN-004-041	4.0mm	--	51mm	8
LN-004-016	1.0mm	--	44.5mm	6	LN-004-042	4.0mm	--	95mm	8
LN-004-017	1.0mm	--	51mm	6	LN-004-043	4.0mm	--	44.5mm	10
LN-004-002	1.0mm	--	70mm	6	LN-004-009	4.0mm	--	70mm	10
LN-004-018	1.0mm	--	95mm	6	LN-004-044	4.0mm	--	95mm	10
LN-004-019	1.2mm	--	70mm	6	LN-004-045	4.0mm	--	125mm	10
LN-004-020	1.2mm	--	95mm	6	LN-004-046	4.5mm	--	44.5mm	10
LN-004-021	1.4mm	--	44.5mm	6	LN-004-010	4.5mm	--	70mm	10
LN-004-022	1.4mm	--	70mm	6	LN-004-047	4.5mm	--	95mm	10
LN-004-023	1.6mm	--	51mm	6	LN-004-048	5.0mm	--	51mm	8
LN-004-003	1.6mm	--	70mm	6	LN-004-049	5.0mm	--	70mm	8
LN-004-024	1.6mm	--	95mm	6	LN-004-050	5.0mm	--	95mm	8
LN-004-025	1.8mm	--	44.5mm	6	LN-004-051	5.0mm	--	44.5mm	12
LN-004-026	1.8mm	--	51mm	6	LN-004-011	5.0mm	--	70mm	12
LN-004-004	1.8mm	--	70mm	6	LN-004-052	5.0mm	--	95mm	12
LN-004-027	1.8mm	--	95mm	6	LN-004-053	5.0mm	--	125mm	12
LN-004-028	2.1mm	--	51mm	6	LN-004-054	6.0mm	--	51mm	8
LN-004-029	2.1mm	--	70mm	6	LN-004-055	6.0mm	--	70mm	8
LN-004-030	2.1mm	--	95mm	6	LN-004-012	6.0mm	--	70mm	14
LN-004-031	2.3mm	--	51mm	6	LN-004-056	6.0mm	--	95mm	14
LN-004-005	2.3mm	--	70mm	6	LN-004-057	6.0mm	--	125mm	14
LN-004-032	2.3mm	--	95mm	6	LN-004-058	6.5mm	--	51mm	8
LN-004-033	2.3mm	--	125mm	6	LN-004-059	6.5mm	--	70mm	8
LN-004-034	2.7mm	--	44.5mm	8	LN-004-060	6.5mm	--	95mm	8
LN-004-006	2.7mm	--	70mm	8	LN-004-061	6.5mm	--	70mm	16
LN-004-035	3.1mm	--	51mm	6	LN-004-062	7.0mm	--	44.5mm	16
LN-004-036	3.1mm	--	95mm	6	LN-004-013	7.0mm	--	70mm	16
LN-004-037	3.1mm	--	44.5mm	8	LN-004-063	7.0mm	--	95mm	16
LN-004-007	3.1mm	--	70mm	8	LN-004-064	7.0mm	--	125mm	16
LN-004-038	3.1mm	--	125mm	8					




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






Hartmetallbohrer, rund, mit STRYKER Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Tungsten carbide burrs, round, with STRYKER connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-104-001	1.6mm	--	44.5mm	6
LN-104-002	1.8mm	--	44.5mm	6
LN-104-003	2.1mm	--	44.5mm	6
LN-104-004	2.3mm	--	44.5mm	6
LN-104-005	3.1mm	--	44.5mm	6
LN-104-006	4.0mm	--	44.5mm	8
LN-104-007	5.0mm	--	44.5mm	8
LN-104-008	6.0mm	--	44.5mm	8



Hartmetallbohrer, Omni-E, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Tungsten carbide burrs, Omni-E, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-004-071	1.4mm	--	70mm	10
LN-004-072	2.3mm	--	51mm	12
LN-004-073	2.3mm	--	70mm	12
LN-004-074	3.1mm	--	70mm	12
LN-004-075	3.1mm	--	95mm	12
LN-004-076	4.0mm	--	51mm	14
LN-004-077	4.0mm	--	70mm	14
LN-004-078	4.0mm	--	95mm	14
LN-004-079	5.0mm	--	51mm	14
LN-004-080	5.0mm	--	70mm	14
LN-004-081	5.0mm	--	95mm	14
LN-004-082	6.0mm	--	51mm	16
LN-004-083	6.0mm	--	70mm	16
LN-004-084	6.0mm	--	95mm	16



Hartmetallbohrer, Omni-E, mit STRYKER Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Tungsten carbide burrs, Omni-E, with STRYKER connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-104-091	2.3mm	--	55mm	12
LN-104-092	3.1mm	--	55mm	12
LN-104-093	4.0mm	--	55mm	14
LN-104-094	5.0mm	--	55mm	14
LN-104-095	6.0mm	--	55mm	16



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





HSS-Spiralbohrer mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
HSS twist drills with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-007-001	0.5mm	--	44mm	--
LN-007-002	0.6mm	--	44mm	--
LN-007-003	0.6mm	--	44mm	--
LN-007-004	0.8mm	--	44mm	--
LN-007-005	0.9mm	--	44mm	--
LN-007-006	1.0mm	--	44mm	--
LN-007-007	1.1mm	--	44mm	--
LN-007-008	1.2mm	--	44mm	--
LN-007-009	1.3mm	--	44mm	--
LN-007-010	1.4mm	--	44mm	--
LN-007-011	1.5mm	--	44mm	--
LN-007-012	1.6mm	--	44mm	--
LN-007-013	1.8mm	--	44mm	--
LN-007-014	2.1mm	--	44mm	--
LN-007-015	2.3mm	--	44mm	--



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burs, cutting burs and saw blades you will find on the pages 37-40!





Nur auf Anfrage erhältlich!
Available only on request!




Perforationsbohrer mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
Perforation burrs with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-008-001	0.8mm	--	65mm	--
LN-008-002	1.0mm	--	65mm	--
LN-008-003	1.15mm	--	65mm	--



Nur auf Anfrage erhältlich!
Available only on request!




Sägebohrer mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
Saw burrs with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-009-001	1.0mm	--	65mm	--
LN-009-002	1.2mm	--	65mm	--
LN-009-003	2.7mm	--	65mm	--
LN-009-012	1.5mm	--	65mm	glatt/smooth



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





TREPAN-Bohrer mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
TREPAN burrs with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-018-001	4.0mm	10.0mm	44mm	8
LN-018-002	5.0mm	10.0mm	44mm	8
LN-018-003	6.0mm	10.0mm	44mm	8
LN-018-004	7.0mm	10.0mm	44mm	10
LN-018-005	8.0mm	14.0mm	48mm	10
LN-018-006	9.0mm	14.0mm	48mm	10
LN-018-007	10.0mm	14.0mm	48mm	12



WIRE PASS Bohrer mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
WIRE PASS burrs with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-021-001	1.0mm	10.0mm	51mm	2
LN-021-002	1.0mm	10.0mm	65mm	2
LN-021-003	1.5mm	6.6mm	37mm	2
LN-021-004	1.5mm	6.6mm	51mm	2
LN-021-005	1.5mm	6.6mm	65mm	2
LN-021-006	2.0mm	6.6mm	51mm	2




WIRE PASS Bohrer mit **STRYKER** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
WIRE PASS burrs with **STRYKER** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-121-011	1.0mm	10.0mm	65mm	2
LN-121-012	1.2mm	10.0mm	55mm	2
LN-121-013	1.5mm	6.6mm	65mm	2




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





FINIERER, rund, mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
POLISHING burrs, round, with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm



FINIERER, rund, mit **STRYKER** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
POLISHING burrs, round, with **STRYKER** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-005-001	0.8mm	--	70mm	12
LN-005-013	1.0mm	--	70mm	12
LN-005-002	1.4mm	--	70mm	16
LN-005-003	1.8mm	--	70mm	20
LN-005-004	2.3mm	--	70mm	20
LN-005-006	3.1mm	--	70mm	22
LN-005-014	3.1mm	--	95mm	22
LN-005-007	3.5mm	--	70mm	28
LN-005-015	3.5mm	--	95mm	28
LN-005-008	4.0mm	--	70mm	32
LN-005-016	4.0mm	--	95mm	32
LN-005-009	4.5mm	--	70mm	34
LN-005-017	4.5mm	--	95mm	34
LN-005-010	5.0mm	--	70mm	34
LN-005-018	5.0mm	--	95mm	34
LN-005-011	6.0mm	--	70mm	36
LN-005-019	6.0mm	--	95mm	36
LN-005-012	7.0mm	--	70mm	36
LN-005-020	7.0mm	--	95mm	36

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-105-001	1.0mm	--	55mm	12
LN-105-002	1.8mm	--	55mm	18
LN-105-003	2.3mm	--	55mm	20



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!



									
LINDEMANN-Fräser mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm LINDEMANN cutting burrs, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm					LINDEMANN-Fräser mit STRYKER Anschluss, Schaft Ø 2.35mm LINDEMANN cutting burrs, with STRYKER connection, shank Ø 2.35mm				
Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-006-001	1.4mm	5.0mm	44.5mm	5	LN-106-001	1.6mm	9.0mm	55mm	4
LN-006-002	1.4mm	5.0mm	65mm	4	LN-106-002	2.3mm	22.0mm	70mm	4
LN-006-003	1.4mm	5.0mm	70mm	4	LN-106-003	2.3mm	35.0mm	75mm	4
LN-006-004	2.3mm	22.0mm	62mm	4	LN-106-004	2.3mm	25.0mm	67mm	4
LN-006-005	2.3mm	22.0mm	70mm	4	LN-106-005	2.3mm	9.5mm	55mm	4
LN-006-006	2.3mm	35.0mm	75mm	4					
LN-006-007	2.3mm	25.0mm	67mm	4					
					LINDEMANN-Fräser mit DENTAL Anschluss, Schaft Ø 2.35mm LINDEMANN cutting burrs, with DENTAL connection, shank Ø 2.35mm				
Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-206-021	1.9mm	13.0mm	51mm	4					

				
LINDEMANN-Hartmetallfräser mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm LINDEMANN tungsten carbide cutting burrs with ROUND connection, shank Ø 2.35mm				
Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-006-021	1.9mm	13.0mm	51mm	4
LN-006-022	1.6mm	9.0mm	65mm	4
LN-006-023	1.6mm	9.0mm	65mm	4
LN-006-024	1.6mm	9.0mm	70mm	4
LN-006-025	1.7mm	9.0mm	65mm	6
LN-006-026	1.6mm	9.0mm	70mm	6
LN-006-027	2.1mm	10.0mm	65mm	4
LN-006-028	2.1mm	10.0mm	70mm	4
LN-006-029	2.1mm	10.0mm	70mm	6




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






KNOSPEN-Fäser mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
BUD cutting burrs with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-013-001	4.0mm	8.0mm	70mm	10
LN-013-002	4.0mm	8.0mm	125mm	10
LN-013-003	5.0mm	9.5mm	70mm	12
LN-013-004	5.0mm	9.5mm	125mm	12
LN-013-005	6.0mm	11.0mm	70mm	14
LN-013-006	6.0mm	11.0mm	125mm	14
LN-013-007	7.0mm	12.5mm	70mm	16
LN-013-008	7.0mm	12.5mm	125mm	16
LN-013-009	8.0mm	14.0mm	70mm	16
LN-013-010	8.0mm	14.0mm	125mm	16



KNOSPEN-Fäser mit **DENTAL** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
BUD cutting burrs with **DENTAL** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-213-001	5.0mm	9.5mm	44.5mm	12
LN-213-002	6.0mm	11.0mm	44.5mm	14



KNOSPEN-Fäser, Querhieb, mit **RUNDEM**
Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
BUD cutting burrs, cross-cut, with **ROUND**
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-013-021	4.0mm	8.0mm	70mm	10
LN-013-022	5.0mm	9.5mm	70mm	12
LN-013-023	6.0mm	11.0mm	70mm	14
LN-013-024	8.0mm	14.0mm	70mm	16




KNOSPEN-Hartmetallfräser mit **RUNDEM**
Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
BUD tungsten carbide cutting burrs with **ROUND**
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-013-031	4.0mm	13.0mm	51.5mm	12
LN-013-032	4.0mm	8.0mm	44.5mm	16
LN-013-033	5.0mm	13.0mm	51.5mm	16
LN-013-034	6.0mm	11.0mm	44.5mm	20




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






ZYLINDER-Hartmetallfräser mit RUNDEM Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
CYLINDER tungsten carbide cutting burrs with ROUND
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-024-001	1.2mm	6.0mm	51mm	6
LN-024-002	1.6mm	4.4mm	44.5mm	6
LN-024-003	1.6mm	4.4mm	51mm	6



ZYLINDER-Hartmetallfräser, rund, Querhieb,
mit **STRYKER** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
CYLINDER tungsten carbide cutting burrs, round,
cross-cut, with **STRYKER** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-125-001	1.6mm	6.0mm	44.5mm	6



ZYLINDER-Hartmetallfräser, Querhieb,
mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
CYLINDER tungsten carbide cutting burrs, cross-cut,
with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-024-011	1.0mm	6.0mm	51mm	6
LN-024-012	1.2mm	4.2mm	44.5mm	8
LN-024-013	1.4mm	4.4mm	44.5mm	6
LN-024-014	1.5mm	7.5mm	51mm	6
LN-024-015	1.5mm	7.5mm	73mm	6
LN-024-016	1.6mm	4.4mm	44.5mm	6
LN-024-017	1.8mm	4.6mm	44.5mm	6
LN-024-018	2.1mm	10.0mm	51mm	8
LN-024-019	2.1mm	10.0mm	73mm	8




ZYLINDER-Fräser, Querhieb, mit RUNDEM
Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
CYLINDER cutting burrs, cross-cut, with ROUND
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-015-001	4.0mm	9.0mm	70mm	10
LN-015-002	4.0mm	9.0mm	125mm	10
LN-015-003	5.0mm	10.0mm	70mm	12
LN-015-004	5.0mm	10.0mm	125mm	12
LN-015-005	6.0mm	11.0mm	70mm	14
LN-015-006	6.0mm	11.0mm	125mm	14
LN-015-007	7.0mm	12.0mm	70mm	16
LN-015-008	7.0mm	12.0mm	125mm	16
LN-015-009	8.0mm	13.0mm	70mm	16
LN-015-010	8.0mm	13.0mm	125mm	16




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





El-Fäser, Querhieb, mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
EGG cutting burrs, cross-cut, with **ROUND** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-016-001	4.0mm	9.5mm	70mm	10
LN-016-002	5.0mm	10.0mm	70mm	12
LN-016-003	6.0mm	11.0mm	70mm	14
LN-016-004	7.0mm	12.0mm	70mm	16




El-Fäser, Querhieb, mit **DENTAL** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
EGG cutting burrs, cross-cut, with **DENTAL** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-216-001	7.0mm	12.0mm	44.5mm	16
LN-216-002	8.0mm	13.0mm	44.5mm	16



El-Hartmetallfräser mit **RUNDEM** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
EGG tungsten carbide cutting burrs with **ROUND**
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-016-021	4.0mm	8.0mm	48mm	8
LN-016-022	4.0mm	8.0mm	70mm	8
LN-016-023	4.0mm	8.0mm	95mm	8
LN-016-024	5.5mm	10.0mm	48mm	10
LN-016-025	5.5mm	10.0mm	70mm	10
LN-016-026	5.5mm	10.0mm	95mm	10



El-Hartmetallfräser mit **STRYKER** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
EGG tungsten carbide cutting burrs with **STRYKER**
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-116-031	4.0mm	8.0mm	44.5mm	8
LN-116-032	4.0mm	8.0mm	55mm	8



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





EI-Fäser mit **STRYKER** Anschluss,
 Schaft Ø 2.35mm
EGG cutting burrs with **STRYKER** connection,
 shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-116-001	4.0mm	9.5mm	44.5mm	10
LN-116-002	4.0mm	9.5mm	44.5mm	10
LN-116-003	6.0mm	9.5mm	44.5mm	14
LN-116-004	6.0mm	9.5mm	44.5mm	14



EI-Hartmetallfräser, Omni-E, mit **RUNDEM**
 Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
EGG tungsten carbide cutting burrs, Omni-E, with
ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-016-041	4.0mm	8.0mm	48mm	14
LN-016-042	4.0mm	8.0mm	70mm	14
LN-016-043	4.0mm	8.0mm	95mm	14
LN-016-044	5.5mm	10.0mm	48mm	16
LN-016-045	5.5mm	10.0mm	95mm	16




EI-Hartmetallfräser, Omni-E, mit **STRYKER**
 Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
EGG tungsten carbide cutting burrs, Omni-E, with
STRYKER connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-116-051	4.0mm	8.0mm	44.5mm	14
LN-116-052	5.5mm	10.0mm	44.5mm	16




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
 The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!






KONUS-Hartmetallfräser mit RUNDEM
Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
CONE tungsten carbide cutting burrs with ROUND
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-023-001	1.6mm	10.0mm	51mm	6
LN-023-002	1.8mm	12.0mm	70mm	6
LN-023-003	2.0mm	18.0mm	57mm	6
LN-023-004	2.0mm	18.0mm	80mm	6
LN-023-005	2.1mm	4.8mm	51mm	6
LN-023-006	2.1mm	7.5mm	51mm	6
LN-023-007	2.1mm	7.5mm	73mm	6



KONUS-Hartmetallfräser, Querhieb,
mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
CONE tungsten carbide cutting burrs, cross-cut,
with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-023-011	1.2mm	4.2mm	44.5mm	6
LN-023-012	1.6mm	4.4mm	44.5mm	6
LN-023-013	1.6mm	4.4mm	65mm	6
LN-023-014	1.8mm	4.6mm	51mm	6
LN-023-015	2.1mm	4.8mm	44.5mm	6



KONUS-Hartmetallfräser, Querhieb,
mit **STRYKER** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
CONE tungsten carbide cutting burrs, cross-cut,
with **STRYKER** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-123-021	1.2mm	4.2mm	44.5mm	6
LN-123-022	1.6mm	4.4mm	44.5mm	6



KONUS-Fräser mit STRYKER Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
CONE cutting burrs with STRYKER connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-122-001	2.3mm	20.0mm	67mm	3



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





SWANSON-Fräser mit RUNDEM Anschluss,
 Schaft Ø 2.35mm
SWANSON cutting burrs with ROUND connection,
 shank Ø 2.35mm




SWANSON-Fräser mit STRYKER Anschluss,
 Schaft Ø 2.35mm
SWANSON cutting burrs with STRYKER connection,
 shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades	Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-019-001	2.0mm	7.0mm	57mm	5	LN-119-011	3.0mm	9.5mm	62mm	5
LN-019-002	3.0mm	9.5mm	62mm	5					
LN-019-003	4.0mm	12.5mm	62mm	6					
LN-019-004	5.0mm	13.5mm	62mm	7					



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
 The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





BIRNEN-Fäser mit **STRYKER** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
PEAR cutting burrs with **STRYKER** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-114-001	6.0mm	10.0mm	44.5mm	14
LN-114-002	6.0mm	10.0mm	55mm	14



FLAMMEN-Fäser mit **STRYKER** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
FLAME cutting burrs with **STRYKER** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-117-001	6.0mm	13.0mm	48mm	14



SHANNON-Fäser mit **STRYKER** Anschluss,
Schaft Ø 2.35mm
SHANNON cutting burrs with **STRYKER** connection,
shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-120-001	2.1mm	11.0mm	55mm	3



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





Hartmetallfräser für Titanbearbeitung, grob, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Tungsten carbide cutting burrs for working on titanium, coarse, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-026-001	4.0mm	13.0mm	52mm	16




Hartmetallfräser für Titanbearbeitung, fein, mit RUNDEM Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
Tungsten carbide cutting burrs for working on titanium, fine, with ROUND connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-027-001	2.3mm	13.0mm	44.5mm	18




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





DIAMANT-Schleifer für die Cochlea, 70°, mit RUNDEM
Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND grinders for the Cochlea, 70°, with ROUND
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-028-001	2.1mm	--	70mm	fein/fine
LN-028-002	2.1mm	--	70mm	--



DIAMANT-Schleifer für die Cochlea, 110°, mit RUNDEM
Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND grinders for the Cochlea, 110°, with ROUND
connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-029-001	2.1mm	--	70mm	fein/fine
LN-029-002	2.1mm	--	70mm	--




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burs, cutting burs and saw blades you will find on the pages 37-40!






DIAMANT-Dermabrasionsinstrument, mittlere Körnung, mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND dermabrader, medium grid, with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-030-001	4.0mm	15.0mm	48mm	--




DIAMANT-Dermabrasionsinstrument, mittlere Körnung, mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND dermabrader, medium grid, with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-031-001	10.0mm	15.0mm	51mm	--



DIAMANT-Dermabrasionsinstrument, mittlere Körnung, mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND dermabrader, medium grid, with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-032-001	12.0mm	15.5mm	51mm	--



DIAMANT-Dermabrasionsinstrument, mittlere Körnung, mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND dermabrader, medium grid, with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-033-001	4.0mm	8.0mm	48mm	--
LN-033-002	4.0mm	8.0mm	70mm	--



DIAMANT-Dermabrasionsinstrument, mittlere Körnung, mit **RUNDEM** Anschluss, Schaft Ø 2.35mm
DIAMOND dermabrader, medium grid, with **ROUND** connection, shank Ø 2.35mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Ø Kopf Ø head	Kopflänge Head length	Länge Length	Schneiden Blades
LN-034-001	2.0mm	15.0mm	70mm	--



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burrs, cutting burrs and saw blades you will find on the pages 37-40!





Mikro-Stichsägeblätter, Blattstärke 0.25mm,
Schnittstärke 0.4mm
Micro compass saw blades, blade thickness 0.25mm,
cutting depth 0.4mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Nutzlänge Working length
LM-008-011	13mm
LM-008-013	22mm



Mikro-Stichsägeblätter, Blattstärke 0.4mm,
Schnittstärke 0.5mm
Micro compass saw blades, blade thickness 0.4mm,
cutting depth 0.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Nutzlänge Working length
LM-008-014	10mm
LM-008-015	13mm
LM-008-016	17.5mm
LM-008-017	21mm
LM-008-018	25mm



Universelles Mikro-Sägeblatt, Blattstärke 0.25mm,
Schnittstärke 0.4mm
Universal micro saw blade, blade thickness 0.25mm,
cutting depth 0.4mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Nutzlänge Working length
LM-008-010	17mm



Mikro-Sagittalsägeblätter, Blattstärke 0.25mm,
Schnittstärke 0.4mm
Micro sagittal saw blades, blade thickness 0.25mm,
cutting depth 0.4mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Schnitttiefe Cutting depth	Breite Width
LM-010-011	10mm	5.9mm
LM-010-012	17mm	9.9mm



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burs, cutting burs and saw blades you will find on the pages 37-40!



			
Mikro-Sägeblätter , Blattstärke 0.3mm, Schnittstärke 0.4mm Micro saw blades , blade thickness 0.3mm, cutting depth 0.4mm			
Bestell-Nr. Ordering no.	Schnitttiefe Cutting depth	Breite Width	Länge Length
LM-009-010	13mm	5.9mm	27mm
LM-009-020	13mm	9.9mm	42mm

			
Mikro-Sägeblätter , Blattstärke 0.3mm, Schnittstärke 0.4mm Micro saw blades , blade thickness 0.3mm, cutting depth 0.4mm			
Bestell-Nr. Ordering no.	Schnitttiefe Cutting depth	Breite Width	Länge Length
LM-009-011	13mm	9.8mm	27mm
LM-009-021	13mm	9.8mm	42mm

			
Mikro-Sägeblätter , Blattstärke 0.3mm, Schnittstärke 0.4mm Micro saw blades , blade thickness 0.3mm, cutting depth 0.4mm			
Bestell-Nr. Ordering no.	Schnitttiefe Cutting depth	Breite Width	Länge Length
LM-009-012	13mm	14.6mm	27mm
LM-009-022	13mm	14.6mm	42mm




Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burs, cutting burs and saw blades you will find on the pages 37-40!




			
Mikro-Sägeblätter , Blattstärke 0.3mm, Schnittstärke 0.4mm Micro saw blades , blade thickness 0.3mm, cutting depth 0.4mm			
Bestell-Nr. Ordering no.	Schnitttiefe Cutting depth	Breite Width	Länge Length
LM-009-023	2mm	4.9mm	42mm



FA-670-000



LJ-001-002



LJ-001-003

Bestell-Nr. Ordering no.	Bezeichnung Description
FA-670-000	Kleinteilsieb mit Halteset, 236x121x28mm Sterilization basket with holding device, 236x121x28mm
LJ-001-001	Bohrständer, 145x75x35mm, für 24-70mm Instrumente Burr block, 145x75x35mm, for 24x70mm instruments
LJ-001-002	Arbeitsständer, 10 Bohrungen, Ø 2.35mm Bur block, 10 holes, Ø 2.35mm



Die Mindestbestellmengen für Bohrer, Fräser und Sägeblätter finden Sie auf den Seiten 37-40!
The minimum order quantities for burs, cutting burs and saw blades you will find on the pages 37-40!



Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity	Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity
LN-001-001	10 Stk./pcs.	LN-001-067	5 Stk./pcs.
LN-001-011	5 Stk./pcs.	LN-101-001	10 Stk./pcs.
LN-001-002	10 Stk./pcs.	LN-101-002	10 Stk./pcs.
LN-001-003	10 Stk./pcs.	LN-101-003	10 Stk./pcs.
LN-001-004	10 Stk./pcs.	LN-101-004	10 Stk./pcs.
LN-001-005	10 Stk./pcs.	LN-101-005	5 Stk./pcs.
LN-001-006	10 Stk./pcs.	LN-101-006	5 Stk./pcs.
LN-001-007	10 Stk./pcs.	LN-101-007	5 Stk./pcs.
LN-001-008	10 Stk./pcs.	LN-101-008	5 Stk./pcs.
LN-001-009	10 Stk./pcs.	LN-101-009	5 Stk./pcs.
LN-001-010	10 Stk./pcs.	LN-201-001	1 Stk./pc.
LN-001-011	10 Stk./pcs.	LN-201-002	1 Stk./pc.
LN-001-012	10 Stk./pcs.	LN-002-001	5 Stk./pcs.
LN-001-013	5 Stk./pcs.	LN-002-011	2 Stk./pcs.
LN-001-014	5 Stk./pcs.	LN-002-002	5 Stk./pcs.
LN-001-015	10 Stk./pcs.	LN-002-003	5 Stk./pcs.
LN-001-016	5 Stk./pcs.	LN-002-013	2 Stk./pcs.
LN-001-017	5 Stk./pcs.	LN-002-004	5 Stk./pcs.
LN-001-025	5 Stk./pcs.	LN-002-014	2 Stk./pcs.
LN-001-026	5 Stk./pcs.	LN-002-005	5 Stk./pcs.
LN-001-027	5 Stk./pcs.	LN-002-025	2 Stk./pcs.
LN-001-028	5 Stk./pcs.	LN-002-006	5 Stk./pcs.
LN-001-029	5 Stk./pcs.	LN-002-026	2 Stk./pcs.
LN-001-030	5 Stk./pcs.	LN-002-007	5 Stk./pcs.
LN-001-031	5 Stk./pcs.	LN-002-027	2 Stk./pcs.
LN-001-032	5 Stk./pcs.	LN-002-008	5 Stk./pcs.
LN-001-033	5 Stk./pcs.	LN-002-028	2 Stk./pcs.
LN-001-034	5 Stk./pcs.	LN-002-009	5 Stk./pcs.
LN-001-035	5 Stk./pcs.	LN-002-029	2 Stk./pcs.
LN-001-036	5 Stk./pcs.	LN-002-010	5 Stk./pcs.
LN-001-037	5 Stk./pcs.	LN-002-021	1 Stk./pc.
LN-001-038	10 Stk./pcs.	LN-002-011	5 Stk./pcs.
LN-001-039	5 Stk./pcs.	LN-002-031	1 Stk./pc.
LN-001-040	10 Stk./pcs.	LN-002-012	2 Stk./pcs.
LN-001-041	5 Stk./pcs.	LN-002-032	1 Stk./pc.
LN-001-042	1 Stk./pc.	LN-002-013	2 Stk./pcs.
LN-001-043	10 Stk./pcs.	LN-002-033	1 Stk./pc.
LN-001-044	5 Stk./pcs.	LN-002-014	2 Stk./pcs.
LN-001-045	10 Stk./pcs.	LN-002-034	1 Stk./pc.
LN-001-046	5 Stk./pcs.	LN-002-015	2 Stk./pcs.
LN-001-047	10 Stk./pcs.	LN-002-035	1 Stk./pc.
LN-001-048	5 Stk./pcs.	LN-002-036	2 Stk./pcs.
LN-001-049	10 Stk./pcs.	LN-002-037	1 Stk./pc.
LN-001-050	5 Stk./pcs.	LN-002-038	2 Stk./pcs.
LN-001-051	10 Stk./pcs.	LN-002-039	5 Stk./pcs.
LN-001-052	5 Stk./pcs.	LN-002-040	2 Stk./pcs.
LN-001-053	5 Stk./pcs.	LN-002-041	5 Stk./pcs.
LN-001-054	10 Stk./pcs.	LN-002-042	2 Stk./pcs.
LN-001-055	5 Stk./pcs.	LN-002-043	5 Stk./pcs.
LN-001-056	10 Stk./pcs.	LN-002-044	5 Stk./pcs.
LN-001-057	5 Stk./pcs.	LN-002-045	2 Stk./pcs.
LN-001-058	10 Stk./pcs.	LN-002-046	2 Stk./pcs.
LN-001-059	5 Stk./pcs.	LN-002-047	1 Stk./pc.
LN-001-060	5 Stk./pcs.	LN-002-048	5 Stk./pcs.
LN-001-061	10 Stk./pcs.	LN-002-049	2 Stk./pcs.
LN-001-062	5 Stk./pcs.	LN-002-050	5 Stk./pcs.
LN-001-063	10 Stk./pcs.	LN-002-051	2 Stk./pcs.
LN-001-064	5 Stk./pcs.	LN-002-052	2 Stk./pcs.
LN-001-065	5 Stk./pcs.	LN-002-053	5 Stk./pcs.
LN-001-066	5 Stk./pcs.	LN-002-054	2 Stk./pcs.

Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity	Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity
LN-002-055	5 Stk./pcs.	LN-002-131	1 Stk./pc.
LN-002-056	2 Stk./pcs.	LN-002-132	1 Stk./pc.
LN-002-057	2 Stk./pcs.	LN-002-133	2 Stk./pcs.
LN-002-058	5 Stk./pcs.	LN-002-134	2 Stk./pcs.
LN-002-059	2 Stk./pcs.	LN-002-135	1 Stk./pc.
LN-002-060	5 Stk./pcs.	LN-002-136	1 Stk./pc.
LN-002-061	2 Stk./pcs.	LN-003-001	10 Stk./pcs.
LN-002-062	5 Stk./pcs.	LN-003-002	10 Stk./pcs.
LN-002-063	2 Stk./pcs.	LN-003-003	10 Stk./pcs.
LN-002-064	5 Stk./pcs.	LN-003-004	10 Stk./pcs.
LN-002-065	1 Stk./pc.	LN-003-005	10 Stk./pcs.
LN-002-066	5 Stk./pcs.	LN-003-006	10 Stk./pcs.
LN-002-067	1 Stk./pc.	LN-003-007	10 Stk./pcs.
LN-002-068	2 Stk./pcs.	LN-003-008	10 Stk./pcs.
LN-002-069	1 Stk./pc.	LN-003-009	10 Stk./pcs.
LN-002-070	2 Stk./pcs.	LN-003-010	10 Stk./pcs.
LN-002-071	1 Stk./pc.	LN-003-011	10 Stk./pcs.
LN-002-072	5 Stk./pcs.	LN-004-001	10 Stk./pcs.
LN-002-073	1 Stk./pc.	LN-004-001-1	10 Stk./pcs.
LN-002-074	2 Stk./pcs.	LN-004-002	10 Stk./pcs.
LN-002-075	1 Stk./pc.	LN-004-003	10 Stk./pcs.
LN-102-001	5 Stk./pcs.	LN-004-004	10 Stk./pcs.
LN-102-002	5 Stk./pcs.	LN-004-005	10 Stk./pcs.
LN-102-003	5 Stk./pcs.	LN-004-006	5 Stk./pcs.
LN-102-004	5 Stk./pcs.	LN-004-007	5 Stk./pcs.
LN-102-005	5 Stk./pcs.	LN-004-008	5 Stk./pcs.
LN-102-006	1 Stk./pc.	LN-004-009	5 Stk./pcs.
LN-102-007	2 Stk./pcs.	LN-004-010	2 Stk./pcs.
LN-102-008	2 Stk./pcs.	LN-004-011	2 Stk./pcs.
LN-102-009	2 Stk./pcs.	LN-004-012	2 Stk./pcs.
LN-002-101	5 Stk./pcs.	LN-004-013	2 Stk./pcs.
LN-002-102	5 Stk./pcs.	LN-004-014	5 Stk./pcs.
LN-002-103	2 Stk./pcs.	LN-004-015	5 Stk./pcs.
LN-002-104	2 Stk./pcs.	LN-004-016	10 Stk./pcs.
LN-002-105	2 Stk./pcs.	LN-004-017	10 Stk./pcs.
LN-002-106	2 Stk./pcs.	LN-004-018	5 Stk./pcs.
LN-002-107	1 Stk./pc.	LN-004-019	10 Stk./pcs.
LN-002-108	1 Stk./pc.	LN-004-020	5 Stk./pcs.
LN-002-109	2 Stk./pcs.	LN-004-021	10 Stk./pcs.
LN-002-110	2 Stk./pcs.	LN-004-022	10 Stk./pcs.
LN-002-111	1 Stk./pc.	LN-004-023	10 Stk./pcs.
LN-002-112	1 Stk./pc.	LN-004-024	5 Stk./pcs.
LN-002-113	2 Stk./pcs.	LN-004-025	10 Stk./pcs.
LN-002-114	2 Stk./pcs.	LN-004-026	10 Stk./pcs.
LN-002-115	1 Stk./pc.	LN-004-027	5 Stk./pcs.
LN-002-116	1 Stk./pc.	LN-004-028	10 Stk./pcs.
LN-002-117	2 Stk./pcs.	LN-004-029	10 Stk./pcs.
LN-002-118	2 Stk./pcs.	LN-004-030	5 Stk./pcs.
LN-002-119	1 Stk./pc.	LN-004-031	10 Stk./pcs.
LN-002-120	1 Stk./pc.	LN-004-032	5 Stk./pcs.
LN-002-121	2 Stk./pcs.	LN-004-033	5 Stk./pcs.
LN-002-122	2 Stk./pcs.	LN-004-034	10 Stk./pcs.
LN-002-123	1 Stk./pc.	LN-004-035	10 Stk./pcs.
LN-002-124	1 Stk./pc.	LN-004-036	5 Stk./pcs.
LN-002-125	2 Stk./pcs.	LN-004-037	10 Stk./pcs.
LN-002-126	2 Stk./pcs.	LN-004-038	2 Stk./pcs.
LN-002-127	1 Stk./pc.	LN-004-039	10 Stk./pcs.
LN-002-128	1 Stk./pc.	LN-004-040	5 Stk./pcs.
LN-002-129	2 Stk./pcs.	LN-004-041	5 Stk./pcs.
LN-002-130	2 Stk./pcs.	LN-004-042	5 Stk./pcs.

Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity	Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity
LN-004-043	5 Stk./pcs.	LN-005-012	10 Stk./pcs.
LN-004-044	2 Stk./pcs.	LN-005-013	10 Stk./pcs.
LN-004-045	2 Stk./pcs.	LN-005-014	1 Stk./pc.
LN-004-046	5 Stk./pcs.	LN-005-015	1 Stk./pc.
LN-004-047	2 Stk./pcs.	LN-005-016	1 Stk./pc.
LN-004-048	2 Stk./pcs.	LN-005-017	1 Stk./pc.
LN-004-049	2 Stk./pcs.	LN-005-018	1 Stk./pc.
LN-004-050	2 Stk./pcs.	LN-005-019	1 Stk./pc.
LN-004-051	5 Stk./pcs.	LN-005-020	1 Stk./pc.
LN-004-052	2 Stk./pcs.	LN-006-001	10 Stk./pcs.
LN-004-053	2 Stk./pcs.	LN-006-002	5 Stk./pcs.
LN-004-054	5 Stk./pcs.	LN-006-003	10 Stk./pcs.
LN-004-055	2 Stk./pcs.	LN-006-004	5 Stk./pcs.
LN-004-056	2 Stk./pcs.	LN-006-005	5 Stk./pcs.
LN-004-057	2 Stk./pcs.	LN-006-006	5 Stk./pcs.
LN-004-058	2 Stk./pcs.	LN-006-007	5 Stk./pcs.
LN-004-059	2 Stk./pcs.	LN-106-001	5 Stk./pcs.
LN-004-060	2 Stk./pcs.	LN-106-002	5 Stk./pcs.
LN-004-061	2 Stk./pcs.	LN-106-003	5 Stk./pcs.
LN-004-062	2 Stk./pcs.	LN-106-004	5 Stk./pcs.
LN-004-063	2 Stk./pcs.	LN-106-005	5 Stk./pcs.
LN-004-064	2 Stk./pcs.	LN-206-001	5 Stk./pcs.
LN-104-001	10 Stk./pcs.	LN-006-021	1 Stk./pc.
LN-104-002	10 Stk./pcs.	LN-006-022	1 Stk./pc.
LN-104-003	10 Stk./pcs.	LN-006-023	1 Stk./pc.
LN-104-004	10 Stk./pcs.	LN-006-024	1 Stk./pc.
LN-104-005	5 Stk./pcs.	LN-006-025	1 Stk./pc.
LN-104-006	5 Stk./pcs.	LN-006-026	1 Stk./pc.
LN-104-007	5 Stk./pcs.	LN-006-027	1 Stk./pc.
LN-104-008	2 Stk./pcs.	LN-006-028	1 Stk./pc.
LN-004-071	10 Stk./pcs.	LN-006-029	1 Stk./pc.
LN-004-072	10 Stk./pcs.	LN-007-001	5 Stk./pcs.
LN-004-073	10 Stk./pcs.	LN-007-002	5 Stk./pcs.
LN-004-074	5 Stk./pcs.	LN-007-003	5 Stk./pcs.
LN-004-075	2 Stk./pcs.	LN-007-004	5 Stk./pcs.
LN-004-076	5 Stk./pcs.	LN-007-005	5 Stk./pcs.
LN-004-077	5 Stk./pcs.	LN-007-006	5 Stk./pcs.
LN-004-078	2 Stk./pcs.	LN-007-007	5 Stk./pcs.
LN-004-079	2 Stk./pcs.	LN-007-008	5 Stk./pcs.
LN-004-080	5 Stk./pcs.	LN-007-009	5 Stk./pcs.
LN-004-081	2 Stk./pcs.	LN-007-010	5 Stk./pcs.
LN-004-082	2 Stk./pcs.	LN-007-011	5 Stk./pcs.
LN-004-083	2 Stk./pcs.	LN-007-012	5 Stk./pcs.
LN-004-084	2 Stk./pcs.	LN-007-013	5 Stk./pcs.
LN-104-091	5 Stk./pcs.	LN-007-014	5 Stk./pcs.
LN-104-092	5 Stk./pcs.	LN-007-015	5 Stk./pcs.
LN-104-093	5 Stk./pcs.	LN-008-001	1 Stk./pc.
LN-104-094	2 Stk./pcs.	LN-008-002	1 Stk./pc.
LN-104-095	2 Stk./pcs.	LN-008-003	1 Stk./pc.
LN-005-001	10 Stk./pcs.	LN-009-001	1 Stk./pc.
LN-005-002	10 Stk./pcs.	LN-009-002	1 Stk./pc.
LN-005-003	10 Stk./pcs.	LN-009-003	1 Stk./pc.
LN-005-004	10 Stk./pcs.	LN-009-012	1 Stk./pc.
LN-005-005	1 Stk./pc.	LN-013-001	10 Stk./pcs.
LN-005-006	10 Stk./pcs.	LN-013-002	1 Stk./pc.
LN-005-007	10 Stk./pcs.	LN-013-003	10 Stk./pcs.
LN-005-008	10 Stk./pcs.	LN-013-004	10 Stk./pcs.
LN-005-009	10 Stk./pcs.	LN-013-005	10 Stk./pcs.
LN-005-010	10 Stk./pcs.	LN-013-006	5 Stk./pcs.
LN-005-011	10 Stk./pcs.	LN-013-007	10 Stk./pcs.

Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity	Bestell-Nr. Ordering no.	Mindestbestellmenge Minimum order quantity
LN-013-008	5 Stk./pcs.	LN-019-003	5 Stk./pcs.
LN-013-009	5 Stk./pcs.	LN-019-004	5 Stk./pcs.
LN-013-010	1 Stk./pc.	LN-119-011	5 Stk./pcs.
LN-213-001	5 Stk./pcs.	LN-120-001	1 Stk./pc.
LN-213-002	5 Stk./pcs.	LN-021-001	5 Stk./pcs.
LN-013-021	10 Stk./pcs.	LN-021-002	5 Stk./pcs.
LN-013-022	10 Stk./pcs.	LN-021-003	5 Stk./pcs.
LN-013-023	10 Stk./pcs.	LN-021-004	5 Stk./pcs.
LN-013-024	5 Stk./pcs.	LN-021-005	5 Stk./pcs.
LN-013-031	5 Stk./pcs.	LN-021-006	5 Stk./pcs.
LN-013-032	5 Stk./pcs.	LN-121-011	5 Stk./pcs.
LN-013-033	5 Stk./pcs.	LN-121-012	5 Stk./pcs.
LN-013-034	5 Stk./pcs.	LN-121-013	5 Stk./pcs.
LN-114-001	10 Stk./pcs.	LN-122-001	1 Stk./pc.
LN-114-002	5 Stk./pcs.	LN-023-001	10 Stk./pcs.
LN-015-001	10 Stk./pcs.	LN-023-002	10 Stk./pcs.
LN-015-002	5 Stk./pcs.	LN-023-003	10 Stk./pcs.
LN-015-003	10 Stk./pcs.	LN-023-004	10 Stk./pcs.
LN-015-004	5 Stk./pcs.	LN-023-005	10 Stk./pcs.
LN-015-005	10 Stk./pcs.	LN-023-006	10 Stk./pcs.
LN-015-006	5 Stk./pcs.	LN-023-007	10 Stk./pcs.
LN-015-007	10 Stk./pcs.	LN-023-011	25 Stk./pcs.
LN-015-008	2 Stk./pcs.	LN-023-012	25 Stk./pcs.
LN-015-009	5 Stk./pcs.	LN-023-013	10 Stk./pcs.
LN-015-010	1 Stk./pc.	LN-023-014	10 Stk./pcs.
LN-116-001	10 Stk./pcs.	LN-023-015	10 Stk./pcs.
LN-116-002	5 Stk./pcs.	LN-123-021	10 Stk./pcs.
LN-116-003	10 Stk./pcs.	LN-123-022	10 Stk./pcs.
LN-116-004	5 Stk./pcs.	LN-024-001	10 Stk./pcs.
LN-016-001	5 Stk./pcs.	LN-024-002	10 Stk./pcs.
LN-016-002	5 Stk./pcs.	LN-024-003	10 Stk./pcs.
LN-016-003	5 Stk./pcs.	LN-024-011	10 Stk./pcs.
LN-016-004	5 Stk./pcs.	LN-024-012	10 Stk./pcs.
LN-216-001	5 Stk./pcs.	LN-024-013	10 Stk./pcs.
LN-216-002	5 Stk./pcs.	LN-024-014	10 Stk./pcs.
LN-016-021	5 Stk./pcs.	LN-024-015	10 Stk./pcs.
LN-016-022	2 Stk./pcs.	LN-024-016	10 Stk./pcs.
LN-016-023	2 Stk./pcs.	LN-024-017	10 Stk./pcs.
LN-016-024	2 Stk./pcs.	LN-024-018	10 Stk./pcs.
LN-016-025	2 Stk./pcs.	LN-024-019	10 Stk./pcs.
LN-016-026	2 Stk./pcs.	LN-125-001	10 Stk./pcs.
LN-116-031	2 Stk./pcs.	LN-026-001	5 Stk./pcs.
LN-116-032	1 Stk./pc.	LN-027-001	5 Stk./pcs.
LN-016-041	2 Stk./pcs.	LN-028-001	1 Stk./pc.
LN-016-042	2 Stk./pcs.	LN-028-002	1 Stk./pc.
LN-016-043	2 Stk./pcs.	LN-029-001	1 Stk./pc.
LN-016-044	2 Stk./pcs.	LN-029-002	1 Stk./pc.
LN-016-045	2 Stk./pcs.	LN-030-001	2 Stk./pcs.
LN-116-051	2 Stk./pcs.	LN-031-001	2 Stk./pcs.
LN-116-052	1 Stk./pc.	LN-032-001	1 Stk./pc.
LN-117-001	5 Stk./pcs.	LN-033-001	2 Stk./pcs.
LN-018-001	5 Stk./pcs.	LN-033-002	2 Stk./pcs.
LN-018-002	5 Stk./pcs.	LN-034-001	5 Stk./pcs.
LN-018-003	5 Stk./pcs.		
LN-018-004	5 Stk./pcs.		
LN-018-005	5 Stk./pcs.		
LN-018-006	5 Stk./pcs.		
LN-018-007	5 Stk./pcs.		
LN-019-001	5 Stk./pcs.		
LN-019-002	5 Stk./pcs.		

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
CH-003-001	4	LM-013-008	7	LN-001-060	11	LN-002-059	13
CH-003-002	4	LM-014-001	7	LN-001-061	11	LN-002-060	13
CH-003-012	4	LM-015-001	9	LN-001-062	11	LN-002-061	13
CH-003-020	4	LM-015-002	9	LN-001-063	11	LN-002-062	13
CH-003-021	4	LM-015-003	9	LN-001-064	11	LN-002-063	13
CM-001-001	1	LM-015-004	9	LN-001-065	11	LN-002-064	13
CM-001-011	3	LM-016-001	9	LN-001-066	11	LN-002-065	13
CM-001-021	3	LN-001-001	11	LN-001-067	11	LN-002-066	13
CM-001-031	3	LN-001-002	11	LN-002-001	13	LN-002-067	13
CM-002-001	2	LN-001-003	11	LN-002-002	13	LN-002-068	13
CM-002-011	3	LN-001-004	11	LN-002-003	13	LN-002-069	13
CM-002-012	3	LN-001-005	11	LN-002-004	13	LN-002-070	13
CM-002-021	3	LN-001-006	11	LN-002-005	13	LN-002-071	13
CM-002-031	3	LN-001-007	11	LN-002-006	13	LN-002-072	13
CM-003-018	4	LN-001-008	11	LN-002-007	13	LN-002-073	13
LJ-001-001	4	LN-001-009	11	LN-002-008	13	LN-002-074	13
LM-001-001	5	LN-001-010	11	LN-002-009	13	LN-002-075	13
LM-001-002	5	LN-001-011	11	LN-002-010	13	LN-002-101	15
LM-001-003	5	LN-001-011-1	11	LN-002-011	13	LN-002-102	15
LM-001-004	5	LN-001-012	11	LN-002-011-1	13	LN-002-103	15
LM-001-005	5	LN-001-013	11	LN-002-012	13	LN-002-104	15
LM-002-001	5	LN-001-013-1	11	LN-002-013	13	LN-002-105	15
LM-003-001	6	LN-001-014	11	LN-002-013-1	13	LN-002-106	15
LM-004-001	8	LN-001-014-1	11	LN-002-014	13	LN-002-107	15
LM-005-001	8	LN-001-015	11	LN-002-014-1	13	LN-002-108	15
LM-006-001	8	LN-001-025	11	LN-002-015	13	LN-002-109	15
LM-006-002	8	LN-001-026	11	LN-002-021	13	LN-002-110	15
LM-006-003	8	LN-001-027	11	LN-002-025	13	LN-002-111	15
LM-007-001	6	LN-001-028	11	LN-002-026	13	LN-002-112	15
LM-007-002	6	LN-001-029	11	LN-002-027	13	LN-002-113	15
LM-007-003	6	LN-001-030	11	LN-002-028	13	LN-002-114	15
LM-008-001	9	LN-001-031	11	LN-002-029	13	LN-002-115	15
LM-008-010	34	LN-001-032	11	LN-002-031	13	LN-002-116	15
LM-008-011	34	LN-001-033	11	LN-002-032	13	LN-002-117	15
LM-008-013	34	LN-001-034	11	LN-002-033	13	LN-002-118	15
LM-008-014	34	LN-001-035	11	LN-002-034	13	LN-002-119	15
LM-008-015	34	LN-001-036	11	LN-002-035	13	LN-002-120	15
LM-008-016	34	LN-001-037	11	LN-002-036	13	LN-002-121	15
LM-008-017	34	LN-001-038	11	LN-002-037	13	LN-002-122	15
LM-008-018	34	LN-001-039	11	LN-002-038	13	LN-002-123	15
LM-009-001	9	LN-001-040	11	LN-002-039	13	LN-002-124	15
LM-009-010	35	LN-001-041	11	LN-002-040	13	LN-002-125	15
LM-009-011	35	LN-001-042	11	LN-002-041	13	LN-002-126	15
LM-009-012	35	LN-001-043	11	LN-002-042	13	LN-002-127	15
LM-009-020	35	LN-001-044	11	LN-002-043	13	LN-002-128	15
LM-009-021	35	LN-001-045	11	LN-002-044	13	LN-002-129	15
LM-009-022	35	LN-001-046	11	LN-002-045	13	LN-002-130	15
LM-009-023	36	LN-001-047	11	LN-002-046	13	LN-002-131	15
LM-010-001	9	LN-001-048	11	LN-002-047	13	LN-002-132	15
LM-010-011	34	LN-001-049	11	LN-002-048	13	LN-002-133	15
LM-010-012	34	LN-001-050	11	LN-002-049	13	LN-002-134	15
LM-011-001	7	LN-001-051	11	LN-002-050	13	LN-002-135	15
LM-012-001	7	LN-001-052	11	LN-002-051	13	LN-002-136	15
LM-013-001	7	LN-001-053	11	LN-002-052	13	LN-003-001	16
LM-013-002	7	LN-001-054	11	LN-002-053	13	LN-003-002	16
LM-013-003	7	LN-001-055	11	LN-002-054	13	LN-003-003	16
LM-013-004	7	LN-001-056	11	LN-002-055	13	LN-003-004	16
LM-013-005	7	LN-001-057	11	LN-002-056	13	LN-003-005	16
LM-013-006	7	LN-001-058	11	LN-002-057	13	LN-003-006	16
LM-013-007	7	LN-001-059	11	LN-002-058	13	LN-003-007	16

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
LN-003-008	16	LN-004-056	17	LN-007-002	19	LN-016-042	27
LN-003-009	16	LN-004-057	17	LN-007-003	19	LN-016-043	27
LN-003-010	16	LN-004-058	17	LN-007-004	19	LN-016-044	27
LN-003-011	16	LN-004-059	17	LN-007-005	19	LN-016-045	27
LN-004-001	17	LN-004-060	17	LN-007-006	19	LN-018-001	21
LN-004-001-1	17	LN-004-061	17	LN-007-007	19	LN-018-002	21
LN-004-002	17	LN-004-062	17	LN-007-008	19	LN-018-003	21
LN-004-003	17	LN-004-063	17	LN-007-009	19	LN-018-004	21
LN-004-004	17	LN-004-064	17	LN-007-010	19	LN-018-005	21
LN-004-005	17	LN-004-071	18	LN-007-011	19	LN-018-006	21
LN-004-006	17	LN-004-072	18	LN-007-012	19	LN-018-007	21
LN-004-007	17	LN-004-073	18	LN-007-013	19	LN-019-001	29
LN-004-008	17	LN-004-074	18	LN-007-014	19	LN-019-002	29
LN-004-009	17	LN-004-075	18	LN-007-015	19	LN-019-003	29
LN-004-010	17	LN-004-076	18	LN-008-001	20	LN-019-004	29
LN-004-011	17	LN-004-077	18	LN-008-002	20	LN-021-001	21
LN-004-012	17	LN-004-078	18	LN-008-003	20	LN-021-002	21
LN-004-013	17	LN-004-079	18	LN-009-001	20	LN-021-003	21
LN-004-014	17	LN-004-080	18	LN-009-002	20	LN-021-004	21
LN-004-015	17	LN-004-081	18	LN-009-003	20	LN-021-005	21
LN-004-016	17	LN-004-082	18	LN-009-012	20	LN-021-006	21
LN-004-017	17	LN-004-083	18	LN-013-001	24	LN-023-001	28
LN-004-018	17	LN-004-084	18	LN-013-002	24	LN-023-002	28
LN-004-019	17	LN-005-001	22	LN-013-003	24	LN-023-003	28
LN-004-020	17	LN-005-002	22	LN-013-004	24	LN-023-004	28
LN-004-021	17	LN-005-003	22	LN-013-005	24	LN-023-005	28
LN-004-022	17	LN-005-004	22	LN-013-006	24	LN-023-006	28
LN-004-023	17	LN-005-005	22	LN-013-007	24	LN-023-007	28
LN-004-024	17	LN-005-006	22	LN-013-008	24	LN-023-011	28
LN-004-025	17	LN-005-007	22	LN-013-009	24	LN-023-012	28
LN-004-026	17	LN-005-008	22	LN-013-010	24	LN-023-013	28
LN-004-027	17	LN-005-009	22	LN-013-021	24	LN-023-014	28
LN-004-028	17	LN-005-010	22	LN-013-022	24	LN-023-015	28
LN-004-029	17	LN-005-011	22	LN-013-023	24	LN-024-001	25
LN-004-030	17	LN-005-012	22	LN-013-024	24	LN-024-002	25
LN-004-031	17	LN-005-013	22	LN-013-031	24	LN-024-003	25
LN-004-032	17	LN-005-014	22	LN-013-032	24	LN-024-011	25
LN-004-033	17	LN-005-015	22	LN-013-033	24	LN-024-012	25
LN-004-034	17	LN-005-016	22	LN-013-034	24	LN-024-013	25
LN-004-035	17	LN-005-017	22	LN-015-001	25	LN-024-014	25
LN-004-036	17	LN-005-018	22	LN-015-002	25	LN-024-015	25
LN-004-037	17	LN-005-019	22	LN-015-003	25	LN-024-016	25
LN-004-038	17	LN-005-020	22	LN-015-004	25	LN-024-017	25
LN-004-039	17	LN-006-001	23	LN-015-005	25	LN-024-018	25
LN-004-040	17	LN-006-002	23	LN-015-006	25	LN-024-019	25
LN-004-041	17	LN-006-003	23	LN-015-007	25	LN-026-001	31
LN-004-042	17	LN-006-004	23	LN-015-008	25	LN-027-001	31
LN-004-043	17	LN-006-005	23	LN-015-009	25	LN-028-001	32
LN-004-044	17	LN-006-006	23	LN-015-010	25	LN-028-001	34
LN-004-045	17	LN-006-007	23	LN-016-001	26	LN-028-002	32
LN-004-046	17	LN-006-021	23	LN-016-002	26	LN-028-002	34
LN-004-047	17	LN-006-022	23	LN-016-003	26	LN-029-001	32
LN-004-048	17	LN-006-023	23	LN-016-004	26	LN-029-001	34
LN-004-049	17	LN-006-024	23	LN-016-021	26	LN-029-002	32
LN-004-050	17	LN-006-025	23	LN-016-022	26	LN-029-002	34
LN-004-051	17	LN-006-026	23	LN-016-023	26	LN-030-001	33
LN-004-052	17	LN-006-027	23	LN-016-024	26	LN-031-001	33
LN-004-053	17	LN-006-028	23	LN-016-025	26	LN-032-001	33
LN-004-054	17	LN-006-029	23	LN-016-026	26	LN-033-001	33
LN-004-055	17	LN-007-001	19	LN-016-041	27	LN-033-002	33

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
LN-034-001	33	LN-201-001	12
LN-101-001	12	LN-201-002	12
LN-101-002	12	LN-206-001	23
LN-101-003	12	LN-213-001	24
LN-101-004	12	LN-213-002	24
LN-101-005	12	LN-216-001	26
LN-101-006	12	LN-216-002	26
LN-101-007	12		
LN-101-008	12		
LN-101-009	12		
LN-102-001	14		
LN-102-002	14		
LN-102-003	14		
LN-102-004	14		
LN-102-005	14		
LN-102-006	14		
LN-102-007	14		
LN-102-008	14		
LN-102-009	14		
LN-104-001	18		
LN-104-002	18		
LN-104-003	18		
LN-104-004	18		
LN-104-005	18		
LN-104-006	18		
LN-104-007	18		
LN-104-008	18		
LN-104-091	18		
LN-104-092	18		
LN-104-093	18		
LN-104-094	18		
LN-104-095	18		
LN-105-001	22		
LN-105-002	22		
LN-105-003	22		
LN-106-001	23		
LN-106-002	23		
LN-106-003	23		
LN-106-004	23		
LN-106-005	23		
LN-114-001	30		
LN-114-002	30		
LN-116-001	27		
LN-116-002	27		
LN-116-003	27		
LN-116-004	27		
LN-116-031	26		
LN-116-032	26		
LN-116-051	27		
LN-116-052	27		
LN-117-001	30		
LN-119-011	29		
LN-120-001	30		
LN-121-011	21		
LN-121-012	21		
LN-121-013	21		
LN-122-001	28		
LN-123-021	28		
LN-123-022	28		
LN-125-001	25		



STEMA Medizintechnik GmbH
H.-E.-Bussestr. 4
78333 Stockach - Germany

Phone: 0049 (0) 77 71 / 87 53 51
Fax: 0049 (0) 77 71 / 87 53 50

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de